



- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

DIANA





DIANA - FAUTEUIL DE REPOS, D'ALLAITEMENT

POINTS FORTS

Confort



Coussin repose tête réglable



Accoudoirs réglables en inclinaison

Déplacement



4 roulettes dont 2 à freins pour faciliter le nettoyage



Ergonomie

Inclinaison synchronisée du dossier et des jambes

COLORIS AU CHOIX



35 autres
coloris
disponibles
en option




OPTION



Tablette repas / lecture réglable et mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mécanisme	Relax fonction « Push-Back »
Positions	2 : assise ou détente
Châssis	Acier époxy
Position détente	Inclinaison synchronisée du dossier et des jambes
Tête et accoudoirs	Mécanisme intégré pour réglages
Dimensions hors tout en position fauteuil	largeur 83 cm x longueur 82 cm x hauteur 108 cm
Dimensions hors tout en position relax	largeur 83 cm x longueur 155 cm x hauteur 100 cm
Poids maxi utilisateur	140 Kg
Revêtement non feu M1 nettoyable avec produits hospitaliers, couleur au choix dans le nuancier	