




LIT POUR ACCOMPAGNANT



- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

SLEEPY




LIT PLIANT



LIT POUR ACCOMPAGNANT

LIT PLIANT SLEEPY

Confort



Simplicité - Rapidité




Mobilité



4 roues Ø 50 mm escamotables lors du passage en position lit

Ouverture



Fermeture




Housse de protection



CARACTERISTIQUES

LIT PLIANT (SLEEPY)



Positions	2 : pliée, allongée
Sommier	Grille acier électrosoudée
Structure	Châssis acier époxy
Mobilité	4 roulettes Ø 50 mm
Matelas	Mousse haute résilience 35 Kg /m ³
Hors tout matelas	Longueur 190 cm x Largeur 80 cm x Epaisseur 12 cm
Housse matelas	Polyuréthane non feu M1 avec fermeture éclair
Poids maxi utilisateur	140 Kg
Dimensions hors tout en position lit	Longueur 200 cm x Largeur 80 cm x Hauteur 40 cm
Hors tout en position fermée	Hauteur 100 cm x Largeur 80 cm x Profondeur 40 cm
Rangement	Housse de protection pour stockage (vinyl non feu)