

# Assistants muet

- Ensemble inox 18/10 (304)
- Réglable de 825 à 1240 mm
- Plateau dimension 600 x 450 mm avec renfort
- Configuration plateaux 4 bords tombés ou 4 bords relevés
- Roulettes Ø 100 mm



## ASSISTANT MUET piétement U

RÉF

925 A ou AF **4 bords tombés**

929 A ou AF **4 bords relevés**

## ASSISTANT MUET piétement H

RÉF

923 A ou AF **4 bords tombés**

926 A ou AF **4 bords relevés**

## ASSISTANT MUET hydraulique

RÉF

921 A ou AF **bords tombés**

922 A ou AF **bords relevés**

Hauteur réglable de 870 à 1200 mm

## ASSISTANT MUET surélevé

RÉF

920 A ou AF **4 bords tombés**

924 A ou AF **4 bords relevés**