

PRELE

Chariot brancard à hauteur fixe

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOT BRANCARD A HAUTEUR FIXE



DESCRIPTION



PRELE Chariot brancard à hauteur fixe

PRELE est un chariot brancard à hauteur fixe.

Très léger et maniable, il est destiné aux services de brancardage.

Équipé d'un relèvement de buste assisté et d'une roue à blocage directionnel, PRELE constitue un brancardage qui ne sacrifie en rien le confort du personnel soignant.

Largeur hors tout : 69 cm.

Longueur hors tout : 205 cm.

Hauteur hors tout : 85 cm.

Poids : 50 kg

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couchage 2 sections : 60 x 190.

Plan dur en ABS thermoformé, radio transparent.

Hauteur fixe.

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Épaisseur : 8 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

2 emplacements pour tige porte sérum côté tête.

Pare-chocs (aux 4 angles).

Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°).

Roues Ø 150 mm à frein individuel.

1 roue à blocage directionnel côté tête.

Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux. Aluminium anodisé.

Barres de poussée fixe côté pieds.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 250 kg. Poids maxi patient : 185 kg.



Détail Relève buste par vérin gaz



OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf TSR2
Tige porte sérum amovible



Réf BPT
Barres de poussée
escamotables côté tête



Réf CRODOC
Support dossier
sous tête



Réf PSU
Crochet porte sacs

