

Chariots d'urgence couleur

- Structure soudée inox 18/10 Ø 30 mm
- Tiroirs façade résine et inox montés sur glissières à billes **sortie totale**
- Roues ABS Ø 125 mm dont 2 à freins



REF 10105



REF 10105



REF 10105




REF 10105

REF 10105



* Pour le choix de la couleur :
mettre le numéro correspondant
devant la référence



REF 10105 + 8500

Avec accessoires



CHARIOT d'urgence couleur

RÉF	DIMENSIONS
10105	600 x 400 mm
10205	750 x 500 mm