



# Active Summum

## Chevets



### OPTIONS

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Serrure sur tiroir supérieur      | SR2A     |
| Tablette intérieur                | TI       |
| Bac plastique pour chevet         | BP1      |
| Bac plastique pour chevet frigo   | BP2      |
| Porte bassin & urinal à l'arrière | CTS10700 |
| 4 roulettes                       | 4R       |
| 2 pieds 2 roulettes               | PR       |
| 4 pieds                           | 4P       |




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

1 étagère fixe ..... CT1301

Modèle présenté CT1301-4R




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

1 tiroir .....  
1 étagère fixe ..... CT1302

Modèle présenté CT1302-4R




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

1 tiroir .....  
1 porte ..... CT1303  
Sans étagère

Modèle présenté CT1303-4R




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

1 tiroir .....  
2 portes ..... CT1381  
Sans étagère

Modèle présenté CT1381-4R




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

1 niche .....  
1 tiroir ..... CT1382  
1 porte  
Sans étagère

Modèle présenté CT1382-4R




#### Chevet de service actif

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

2 tiroirs .....  
1 porte ..... CT1383  
Sans étagère

Modèle présenté CT1383-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

- 1 tiroir
- 1 coffre coulissant avec anti-basculement sans étagère

CT1304

Modèle présenté CT1304-4R




**Chevet de service actif réfrigéré**

Dim.  
L.500 x P.540 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

- 1 tiroir
- 1 niche
- 1 réfrigérateur

CT1305

Modèle présenté CT1305-4R




**Chevet de service actif réfrigéré**

Dim.  
L.500 x P.540 x H.800  
Dessus & dessous avec revêtement PVC

- 1 tiroir
- 1 porte
- 1 réfrigérateur

CT1306

Modèle présenté CT1306-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 étagère fixe

CT1307

Modèle présenté CT1307-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 tiroir
- 1 étagère fixe

CT1308

Modèle présenté CT1308-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 tiroir
- 1 porte
- Sans étagère

CT1309

Modèle présenté CT1309-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 tiroir
- 2 portes
- Sans étagère

CT1384

Modèle présenté CT1384-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 niche
- 1 tiroir
- 1 porte
- Sans étagère

CT1386

Modèle présenté CT1386-4R




**Chevet de service actif**

Dim.  
L.450 x P.470 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 2 tiroirs
- 1 porte
- Sans étagère

CT1385

Modèle présenté CT1385-4R




**Chevet de service actif réfrigéré**

Dim.  
L.500 x P.540 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 tiroir
- 1 niche
- 1 réfrigérateur

CT1311

Modèle présenté CT1311-4R




**Chevet de service actif réfrigéré**

Dim.  
L.500 x P.540 x H.800  
Dessus avec revêtement PVC  
Dessous en mélaminé blanc

- 1 tiroir
- 1 porte
- 1 réfrigérateur

CT1312

Modèle présenté CT1312-4R



**Chevet de service actif**

Dim.  
L.400 x P.400 x H.715  
Structure en métal  
Tablettes en compact

- 2 tablettes
- 4 patins

CT1050

Modèle présenté CT1050