

Couvertures médicales



DE REELS ATOUTS AUX SERVICES DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS



**LA COUVERTURE
BACTÉRIOSTATIQUE
POUR LES SERVICES
MÉDICAUX**

**EXISTE EN VERSION
GILETS
(DIFFÉRENTES COULEURS
ET TAILLES)**



Coloris Vert/Blanc  Bleu/Blanc 

Dimensions

Grand Adulte: 200 x 120 cm
Adulte: 180 x 120 cm
Enfant: 120 x 80 cm
Bébé: 70 x 70 cm

Possibilité de sur-mesure

Composition

Tissu dessus: Polyamide enduit
Tissu interne: Ouate thermolliée
Tissu dessous: Polyuréthane

**Lavage à 60°C ou à 90°C
Décontamination chimique
Qualité reconnue
Solidité renforcée**



Fabriqué en France
Modèles déposés 



INNOVATION

Une couverture **décontaminable et confortable**, utilisable en phase pré et post opératoire, en service ambulatoire, de dialyse et d'hospitalisation.



**SAVOIR FAIRE
D'UN FABRICANT**

Un assemblage complexe de matériaux textiles innovants:
Polyuréthane bactériostatique, ouate **thermolliée** et polyester enduit



**AMELIORATION
DES SOINS ET
DU CONFORT**

- Une **décontamination*** rapide et simple (surface lisse, étanche et Polyuréthane résistant à une grande liste de décontaminants)
- Une **protection** efficace du patient contre le choc thermique.
- Une **absence de fibres** libres pour une hygiène irréprochable et visible.
- Un **confort inégalé** par une couverture légère et chaude.
- Un **rapport qualité/prix** incomparable au regard de la durée de vie d'une couverture, d'une réelle décontamination, d'une lutte efficace contre les infections nosocomiales et d'un patient **réchauffé** !



**Décontaminants utilisables sur nos produits : Alcool, Alcool iodé, Chloroxydine, Surfanios, Bétadine, Fugaten, Bionet, Lysoformin, Javel à faible concentration.*

**Décontaminants non-utilisables : Hexanios, Javel concentrée.*