

# KINO WT1604



- Piètement simple à freinage centralisé sur les 2 roues arrière.
- Déclive intégrée avec aide à la sortie avant.
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Repose-pieds coulissant ou réglable en hauteur (option).
- Tête amovible avec rangement intégré à la structure.
- Dossier inclinable avec poignées bilatérales.
- Assise amovible afin de faciliter le nettoyage et la maintenance.
- Poignées de brancardage au dos.
- 2 supports pour tige porte sérum au dos.

## Fauteuil hauteur fixe avec freinage centralisé arrière

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D125 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

## Référence

- MWT1604
- MWT1604-RDZ125/S
- MWT1604-RDC125/S
- MWT1604-RDC125/D
- MWT1604-RDZ150/S
- MWT1604-RDC150/S
- MWT1604-RDC150/D

## Dimensions (mm)

Largeur hors tout	727
Longueur hors tout	830
Cote intérieur accoudoir	530
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	455
Largeur assise	500
Épaisseur assise	115
Largeur dossier	500
Épaisseur dossier	95
Hauteur dossier avec tête	785
Hauteur dossier	560
Hauteur assise en position basse (bord)	508
Hauteur assise en position haute (bord)	-
Angle d'assise base	-8°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	+6°
Angle décline max	-18°
Angle dossier max	-55°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	41,8 kg