

KLUB WT1602-1603



- Piètement simple à freinage centralisé sur les 2 roues arrière.
- Relève-jambes intégré (synchronisé avec le dossier sur le WT1602).
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Repose-pieds coulissant (option).
- Tête amovible avec rangement intégré à la structure.
- Dossier inclinable avec poignée latérale.
- Poignées de brancardage au dos.
- 2 supports pour tige porte sérum au dos.

Référence

Fauteuil hauteur fixe avec freinage centralisé arrière et repose-jambes synchronisé

4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)	MWT1602
4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602-RDZ125/S
4 roues de D125 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602-RDC125/D
4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)	MWT1602-RDZ150/S
4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602-RDC150/S
4 roues de D125 simple galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602FA-RAC125/S
4 roues de D125 double galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602FA-RAC125/D
4 roues de D150 simple galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1602FA-RAC150/S

Fauteuil hauteur fixe avec freinage centralisé arrière et repose-jambes non synchronisé

4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)	MWT1603
4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603-RDZ125/S
4 roues de D125 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603-RDC125/D
4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)	MWT1603-RDZ150/S
4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603-RDC150/S
4 roues de D125 simple galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603FA-RAC125/S
4 roues de D125 double galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603FA-RAC125/D
4 roues de D150 simple galet (frein avant par palette, 1 directionnelle, capotées plastique)	MWT1603FA-RAC150/S

Dimensions (mm)

Largeur hors tout	690
Longueur hors tout	815
Cote intérieur accoudoir	530
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	455
Largeur assise	500
Épaisseur assise	115
Largeur dossier	500
Épaisseur dossier	95
Hauteur dossier avec tête	785
Hauteur dossier	560
Hauteur assise en position basse (bord)	508
Hauteur assise en position haute (bord)	-
Angle d'assise base	-8°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	-
Angle décline max	-
Angle dossier max	-55°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	36,4 kg