

KOSMO WT1700-1703



- Hauteur variable hydraulique avec pédale ergo-push bilatérale.
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Repose-pieds coulissant ou réglable en hauteur (option).
- Têtière amovible avec rangement intégré à la structure.
- Dossier inclinable avec poignées bilatérales.
- Assise amovible afin de faciliter le nettoyage et la maintenance.
- Poignées de brancardage au dos.
- 2 supports pour tige porte sérum au dos.
- Freinage centralisé arrière sur 2 roues.

Référence

Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage arrière

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage arrière et assise à transfert actif

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage arrière et décliné

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage arrière, assise à transfert actif et décliné

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

MWT1700

MWT1700-RDZ125/S

MWT1700-RDC125/S

MWT1700-RDZ150/S

MWT1700-RDC150/S

MWT1700-RDC150/D

MWT1701

MWT1701-RDZ125/S

MWT1701-RDC125/S

MWT1701-RDZ150/S

MWT1701-RDC150/S

MWT1701-RDC150/D

MWT1702

MWT1702-RDZ125/S

MWT1702-RDC125/S

MWT1702-RDZ150/S

MWT1702-RDC150/S

MWT1702-RDC150/D

MWT1703

MWT1703-RDZ125/S

MWT1703-RDC125/S

MWT1703-RDZ150/S

MWT1703-RDC150/S

WT1703-RDC150/D

Dimensions (mm)

Largeur hors tout	727
Longueur hors tout	830
Cote intérieur accoudoir	530
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	455
Largeur assise	500
Épaisseur assise	115
Largeur dossier	500
Épaisseur dossier	95
Hauteur dossier avec têtère	785
Hauteur dossier	560
Hauteur assise en position basse (bord)	514
Hauteur assise en position haute (bord)	778
Angle d'assise base	-8°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	+6°
Angle décline max	-18°
Angle dossier max	-55°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	51,6 kg