

CLAVIA FCD

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS




DESCRIPTION

Accoudoir réglable multidirectionnel
avec commande unique

Repose-pieds réglable
(en option)

Accoudoir réglable en
hauteur et escamotable

Capot de protection




Accoudoirs suivant l'inclinaison du dossier



	CLAVIA 60	CLAVIA 70
Encombrement hors tout	200 x 73 cm	200 x 83 cm
Couchage	200 x 60 cm	200 x 70 cm
Poids à vide	80 kg	85 kg
Hauteur variable	Sur colonnes de 55 à 95 cm	
Charge maximum	230 kg	230 kg

Matelas inclinable



CLAVIA FCD est un fauteuil de chimiothérapie / dialyse à 4 mouvements électriques. Confortable, il permet la prise en charge d'un patient lors d'un soin de longue durée. Muni de 4 positions préprogrammées, son utilisation est rapide et intuitive.

LES OPTIONS



Roulettes double galets
diamètre 150 mm



Flexible support
télécommande



Tige porte-sérum
amovible



Repose-pieds réglable