

FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT
HAUTEUR FIXE /
VARIABLE ÉLECTRIQUE
ET HYDRAULIQUE
BLOOD SAMPLING CHAIRS
FIXED HEIGHT / ELECTRIC AND
HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT




FAUTEUILS DE PRELEVEMENTS

12-2013



CONFORT / COMFORT

- Mousses de 80 mm d'épaisseur
- Inclinaison du dossier et du jambier
- Version Hydraulique ou Version électrique selon modèles
- Coussin de pied combiné ou indépendant
- Mouvements électriques doux (version électrique)
- Foam thickness 80 mm
- Back and legrest reclinable
- Hydraulic or electric variable height depending on models
- Combined or independant motion of the foot cushion
- Smooth electrical motions (electrical models)



HYGIÈNE / HYGIENE

- Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- Structure facile à nettoyer
- Revêtement avec protection antibactérienne
- Covers available for armrests
- Easily cleanable structure
- Covering with antibacterial protection



HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT

Modèle présenté : Version hydraulique
(existe aussi en versions électrique et fixe)
Product shown : hydraulic model
(also in electric and fixed models)

SÉCURITÉ / SAFETY

- Capacité 200 kg
(sauf versions électriques : 135 kg / nous consulter pour capacité supérieure)
- Sellerie non feu M1
- Capacity 200 kg
(except for electric versions : 135kg / contact us for larger capacity)
- Fire retardant upholstery classed M1

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Coussin de pied rabattable
- Hauteur variable 57 à 77 cm (hydraulique) et 52 à 80 cm (électrique)
- Retractable foot cushion
- Variable height from 57 to 77 cm (hydraulic) or 52 to 80 cm (electric)

HAUTEUR FIXE
FIXED HEIGHT



HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
Rotation 360° (version hydraulique)
Sellerie avec revêtement anti-feu M1
2 appuis-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire
2 étaux soudés
Revêtement époxy polyester gris nuage
Hauteur variable hydraulique ou électrique (sauf versions fixes)
Porte-rouleau papier

STANDARD FEATURES

Gas spring assisted backrest, bi-lateral control
360° rotating (hydraulic models)
Upholstery with class M1 flame retardant covering
2 black polyurethane armrests
2 welded clamps
Light grey epoxy polyester coated frame
Hydraulic or electric height adjustment (except for fixed models)
Paper roll holder

Modèles Models	Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe Blood sampling chair fixed height	Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique Blood sampling chair electric height adjustment	Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique Blood sampling chair hydraulic height adjustment	Repose-jambes indépendant Independent leg cushion	Repose-jambes dossiers combinés Combined leg cushion/backrest
70892	●			●	
70902	●				●
70132		●		●	
70142		●			●
2571			●	●	
2561			●		●

Option*

* A demander impérativement
lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered
with initial order

81036



4 roues à frein
double galets ø 50
Set of 4 double castors
with brakes ø 50

Accessoires Accessories

840



Paire d'appui-jambes
Pair of plastic legrests

850



Paire d'étriers
Pair of s/s stirrups

861



Paire de housses
pour appui-jambes
Pair of covers for legrests

1104



Appui-tête réglable
Adjustable headrest

2537



Housse pour appui-bras
(unitaire)
Covers for armrest (one unit)

70964



Plateau à instruments
Instruments tray

70000-20C



Protection plastique
(côté jambes)
Plastic covering (leg section)

70171



Protection plastique (côté tête)
Plastic covering (head section)

