

FIXATIONS

TOUTES NOS LAMPES S'ADAPTENT AUX FIXATIONS DE VOTRE CHOIX

1 - EGRENE MURALE



Réf : EMU00444 Aluminium laqué époxy
Couleurs :

2 - ETAL SIMPLE



Réf : ETR00111 Aluminium laqué
Ouverture maxi : 75 mm
Couleurs :

3 - PIED ROLANT TELESCOPIQUE




Acier laqué époxy diamètre au sol de 53cm
2 réglages possibles :
Réf : PIR00666 réglage de 60cm à 100cm
Réf : PIR00666L Lesté
Réf : PIR00777 réglage de 90cm à 130cm
Réf : PIR00777L Lesté
Couleurs :

3 - 1 PIED ROLANT TELESCOPIQUE



Acier laqué époxy diamètre au sol de 56cm
Réglage de 60cm à 100cm
Base plastique
Réf : PIR00666P réglage de 60cm à 100cm
Couleurs :

4 - BRAS MURAL ARTICULE



Réf : BRA00800 - BRA00800R Renforcé
Aluminium laqué époxy 2 x 400 mm
3 points de rotation
Couleurs :

5 - ETAL POUR RAILS MEDICAUX



Réf : ETRPM007
Aluminium anodisé, ouverture maxi : 55 mm
Avec plaque d'adaptation lampes

6 - ETAL UNIVERSEL



Réf : ETRPM006
Adaptable sur rails médicaux et
sur tubes Aluminium anodisé
Ouverture maxi : 40 mm
Avec plaque d'adaptation lampes

7 - SOCLE LOURD A POSER



Réf : SAP00222
Acier laqué époxy
Diamètre 22cm poids 1,5Kg
Couleurs :

8 - PLAQUE METAL



Réf : 130896CH
Plaque métal d'adaptation avec
Tube de diamètre 16 mm et de longueur 55 mm

9 - PLAQUES D'ADAPTATION

Réf : ADAF16x27
Adaptation lampe concurrente sur fixation LID
Douille femelle. Ø 16 mm x 27 mm
Réf : ADAM15x30
Adaptation lampe LID sur fixation concurrente
Tige Ø 15 mm x 30 mm