

Guéridons de soins compact 2 plateaux



REF 220 + 2G16 + 4G26



REF 220P



REF 220 + 2 x 40600



REF 220



* Pour le choix de la couleur :
mettre le numéro correspondant
devant la référence


OPTIONS



support info

2 PLATEAUX

RÉF	DIMENSIONS
215	450 x 450 mm
220	650 x 450 mm
230	750 x 550 mm



Guéridons de soins compact 3 plateaux

- Guéridon structure résine composite et tube Ø 30 mm inox 18/10
- Plateaux dessus lisse résine composite avec ou sans poignée de guidage
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- En version 2 ou 3 plateaux




REF 320 P + 40600



REF 320



REF 320P



3 PLATEAUX

RÉF	DIMENSIONS
315	450 x 450 mm
320	650 x 450 mm
330	750 x 550 mm

TIROIRS

RÉF	DIMENSIONS
40600	650 x 450 mm
50750	750 x 550 mm

OPTIONS



support poubelle



galeries