

Guéridons de soins à pansements inox

- Entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304) ou résine composite couleur
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- 2 ou 3 plateaux
 - bords tombés
 - bords relevés
- Poubelle inox 20 litres intérieure ou extérieure

REF 385 + 3G16 + 4G26



REF 374 + 20570 + 5128



REF 372



GUÉRIDON POUBELLE EXTÉRIEURE

3 PLATEAUX RÉSINE COULEUR

RÉF	DIMENSIONS
385	600 x 400 mm
485	750 x 500 mm

3 PLATEAUX BORDS TOMBÉS

RÉF	DIMENSIONS
374	600 x 400 mm
474	750 x 500 mm

GUÉRIDON POUBELLE INTÉRIEURE

3 PLATEAUX BORDS RELEVÉS

RÉF	DIMENSIONS
372	600 x 400 mm
472	750 x 500 mm

3 PLATEAUX BORDS TOMBÉS

RÉF	DIMENSIONS
373	600 x 400 mm
473	750 x 500 mm