



Guéridons de soins inox sans poignée

- Entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti tube poli brillant Ø 25
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs

Entièrement soudé pour une meilleure résistance



OPTIONS ROULETTES



2 PLATEAUX 4 bords tombés

RÉF	DIMENSIONS
25	600 x 400 mm
35	750 x 500 mm

3 PLATEAUX 4 bords tombés

RÉF	DIMENSIONS
253	600 x 400 mm
353	750 x 500 mm



Guéridons de soins couleurs sans poignée


- Entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti poli brillant Ø 25
- Plateaux résine composite réversible
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



REF 55 + 2G16 + 4G26 + 20205 + 20575



REF 55 + 2G16 + 4G26



embouts obstrués par soudure étanche



* Pour le choix de la couleur : mettre le numéro correspondant devant la référence



REF 553

2 PLATEAUX

RÉF	DIMENSIONS
34	400 x 400 mm
55	600 x 400 mm
74	750 x 500 mm

3 PLATEAUX

RÉF	DIMENSIONS
343	400 x 400 mm
553	600 x 400 mm
743	750 x 500 mm