

# KOSMO WT1800-1803



- Hauteur variable hydraulique avec pédale ergo-push bilatérale.
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Repose-pieds coulissant ou réglable en hauteur (option).
- Tête amovible avec rangement intégré à la structure.
- Dossier inclinable avec poignées bilatérales.
- Assise amovible afin de faciliter le nettoyage et la maintenance.
- Poignées de brancardage au dos.
- 2 supports pour tige porte sérum au dos.
- Frein centralisé sur 4 roues avec pédales avant chromées.

#### Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage centralisé

- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (1 directionnelle, capotées plastique)

#### Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage centralisé et assise à transfert actif

- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (1 directionnelle, capotées plastique)

#### Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage centralisé et décline

- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (1 directionnelle, capotées plastique)

#### Fauteuil de transfert à hauteur variable avec freinage centralisé, assise à transfert actif et décline

- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (1 directionnelle, capotées plastique)

#### Référence

MWT1800  
MWT1800-RAZ125/S  
MWT1800-RAC125/S  
MWT1800-RAZ150/S  
MWT1800-RAC150/S  
MWT1800-RAC150/D

MWT1801  
MWT1801-RAZ125/S  
MWT1801-RAC125/S  
MWT1801-RAZ150/S  
MWT1801-RAC150/S  
MWT1801-RAC150/D

MWT1802  
MWT1802-RAZ125/S  
MWT1802-RAC125/S  
MWT1802-RAZ150/S  
MWT1802-RAC150/S  
MWT1802-RAC150/D

MWT1803  
MWT1803-RAZ125/S  
MWT1803-RAC125/S  
MWT1803-RAZ150/S  
MWT1803-RAC150/S  
MWT1803-RAC150/D

#### Dimensions (mm)

Largeur hors tout	727
Longueur hors tout	830
Cote intérieur accoudoir	530
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	455
Largeur assise	500
Épaisseur assise	115
Largeur dossier	500
Épaisseur dossier	95
Hauteur dossier avec tête	785
Hauteur dossier	560
Hauteur assise en position basse (bord)	514
Hauteur assise en position haute (bord)	778
Angle d'assise base	-8°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	+6°
Angle décline max	-18°
Angle dossier max	-55°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	57,4 kg