

# CARLA *éco-énergétique*

Lampe idéale pour la gynécologie et la dermatologie  
(Optique angle 25°)



- 4,2 watts
- 5500° kelvins
- 360 Lumens
- Garantie 3 ans
- Longévité exceptionnelle des LEDs : 50 000 heures minimum (lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production d'UV ou d'infrarouge)
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 95
- Longueur de câble d'alimentation: 3 mètres autorisant une mobilité maximale.
- Isolation classe II
- Couleurs: blanc, noir
- Cotes tête de lampe: 60 x 90 mm
- Cotes base de lampe: 69 x 69 mm, H: 60 mm, entraxe: 54,5 mm
- à 30 cm: 8000 lux, diamètre éclairé: 20 cm
- à 50 cm: 3300 lux, diamètre éclairé: 25 cm
- à 100 cm: 800 lux, diamètre éclairé: 50 cm
- Longueur de flexible: 650 mm ou 1000 mm
- Interrupteur classique ou interrupteur sans contact
- Option sur batterie: 2h d'autonomie (chargeur fourni)
- Convertisseur incorporé dans la base de la lampe.
- Réf : LEDB0650 – LEDB0900 – LEDB0650-ISC – LEDB0900-ISC  
LEDBAT650 – LEDBAT900

