

Marche-pied inox amagnétique

- Bâti en tube acier inoxydable
- Structure soudée
- Inox 18/10 (304)
- 1,2 ou 3 marches
- Inox gravé



110 kg



REF 2000






REF 2010



REF 2020

MARCHE-PIED

| RÉF | |
|------|-----------|
| 2000 | 1 marche |
| 2010 | 2 marches |
| 2020 | 3 marches |




MARCHE-PIED DE PHLÉBOLOGIE

- Tube inox 18/10 (304)
- Surface inox gravée
- Rampe latérale amovible droite ou gauche

REF 2040



180 kg



ESTRADE DE BLOC RENFORCÉE

- Estrade de bloc 2 marches renforcé entièrement soudée
- Inox 18/10 (304)
- Marche inox gravée


Dimensions :

1^{ère} marche

600 x 354, haut. 220 mm

2^{ème} marche

600 x 350, haut. 450 mm



200 kg



REF 2050

