



Tables à instruments inox

- Table à instruments entièrement inox 18/10 (304)
- Roues pivotantes Ø 100 mm
- Piètement en tube carré 25 mm
- Structure soudée sous argon
- 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue



Soudure argon pour une meilleure résistance



* Possibilité hauteur 900 mm sur demande

ROULETTES



TABLE À INSTRUMENTS 1 plateau

RÉF	H. maxi
741	400 x 400 mm
841	600 x 400 mm
742	750 x 500 mm
1041	1000 x 600 mm
1241	1160 x 600 mm

TABLE À INSTRUMENTS 2 plateaux

RÉF	H. maxi
2741	400 x 400 mm
2841	600 x 400 mm
2742	750 x 500 mm
2041	1000 x 600 mm
2241	1160 x 600 mm