

# Tables de transfert ou orthopédie

- Table entièrement inox 18/10 (304)
- Structure complètement renforcée pouvant supporter jusqu'à 120 kg
- En version 2 ou 3 plateaux
- Piètement tube carré de 30 mm
- Roulettes Ø 125 mm



REF 11860 F





REF 11960 F

### TABLE ORTHOPÉDIE 2 plateaux

RÉF	DIMENSIONS
11240	1000 x 600 mm
11860	1160 x 600 mm

### TABLE ORTHOPÉDIE 3 plateaux

RÉF	DIMENSIONS
11360	1000 x 600 mm
11960	1160 x 600 mm



# Tables à instruments "haricot"

- Structure inox 18/10 (304)
- Plateau compact résine de couleur aux choix
- Roues Ø 100 mm
- Hauteur 900 mm

### TABLE INSTRUMENT "haricot" 2 plateaux

RÉF	DIMENSIONS
3100	1000 x 600
3120	1200 x 600

### TABLE INSTRUMENT "haricot" 1 plateau

RÉF	DIMENSIONS
3000	1000 x 600
3020	1200 x 600



REF 3120 A



REF 3020

