

Télescopes

RTS, RTI

Technique




Matériau

Les produits ropimex sont faits d'aluminium anodisé et de plastique de haute qualité renforcé par de la fibre de verre et d'innox. Facile à nettoyer et à désinfecter.



RTS: Télescopes pivotants



Modèle	Bras télescopique	Poids	Anneaux
RTS 1.2	120 cm	0,5 kg	10
RTS 1.5	150 cm	0,6 kg	13
RTS 2.1	210 cm	0,7 kg	17

Rideaux convenants voir pages 46-47

VR: Anneaux

Les anneaux ropimex® sont toujours joints dans la livraison des bras et des cabines télescopiques. Ils peuvent aussi être livrés séparément.




Les anneaux sont incassables. En cas d'arrachement du rideau, l'anneau se décroche de l'oeillet.

Coloris: gris, lilas, jaune, bleu, vert et blanc.



RTI: Télescopes pliables et pivotants



Modèle	Bras télescopique	Poids	Anneaux	Rideaux convenants voir pages 46-47
RTI 1.3	130 cm	0,6 kg	10	
RTI 1.6	160 cm	0,7 kg	13	
RTI 2.2	220 cm	0,8 kg	17	



Tourner 1/4 de tour, puis tirez la barre et rabattre vers le bas

RIA: Bras pour perfusions (non télescopique)



Modèle	Longueur	Poids	Crochets	Charge max.
RIA 99	100 cm	0,50 kg	2	1,25 kg par crochet
RIA 35	35 cm	0,35 kg	2	4,00 kg par crochet

RIA 35 dans le support "GSH/F"

