

# Pieds porte-sérum

- Pieds 5 branches polyamide moulé
- Inox 18/10 (304)
- Configuration 2 ou 4 crochets inox ou polyamide
- Fourreau Ø 30 mm
- Bague de serrage inox


## MODÈLES DE CROCHETS



Alourdisseur adaptable sur tous les pieds

### PIED 5 branches aluminium

RÉF	
495 U ou sécurité	2 crochets inox
496 U ou sécurité	4 crochets inox



### PIED 5 BRANCHES nylon moulé

RÉF	H. maxi
<b>2 crochets inox</b>	
431	2000 mm
4332 avec alourdi	2400 mm
<b>4 crochets :</b>	
432	2000 mm
4342 avec alourdi	2400 mm