

# Normandie XXL

Poids maxi utilisateur  
**350 kg**

## LES GRANDES TAILLES

Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'un repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier et équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

Voir page 90 pour les options

- **C32**  
jaune mirabelle
- **C33**  
parme
- **C34**  
orange citrouille
- **C35**  
vert amande
- **C36**  
rouge morgon
- **C37**  
bleu nuit
- **C38**  
marron châtaigne
- **C39**  
vert basilic
- **C40**  
tissu bleu
- **C41**  
tissu rouge



# Altitude - Coraille XXL

Poids maxi utilisateur  
**150 kg**

-  dartex vert
-  dartex prune
-  dartex praline
-  dartex parme

Sangles 5 points d'origine

## LES GRANDES TAILLES

Fauteuil coquille Altitude et Coraille XXL  
Largeur d'assise 550 ou 600 mm pour une largeur hors tout de 790 mm  
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Uniquement en version palettes repose-pieds séparées



**REPOS XXL**



Modèle	890	740	0-220	510	1200	760	480	10°-40°	780	38	350
Normandie	890	740	0-220	510	1200	760	480	10°-40°	780	38	350
Altitude / Coraille	790	550	230	520.540.560	1240	1120	500	-4°/36°	780	37	150
	790	600	230	520.540.560	1240	1120	500	-4°/36°	780	37	150

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°