

CLAVIA **KIDS** Fauteuil-Lit Pédiatrique

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC BARRIÈRES

DESCRIPTION



CLAVIA KIDS
Fauteuil-lit de soins ambulatoires pédiatriques
à mouvements électriques

CLAVIA KIDS est un fauteuil-lit unique, spécialement conçu pour les soins ambulatoires pédiatriques.

Equipé de barrières et (en option) d'un kit pédiatrique spécifique côté tête, il est conforme à la recommandation de l'ANSM du 26 avril 2010 concernant l'accueil des enfants de moins de 146 cm.

Entièrement électrique, CLAVIA KIDS confère au personnel médical un grand confort de travail. CLAVIA KIDS optimise par ailleurs l'espace et remplace un lit dans un service ambulatoire.

Confortable et doté d'un design ludique, CLAVIA KIDS apportera un réconfort psychologique aux jeunes patients.

Largeur hors tout : 73 cm.

Longueur hors tout : 215 cm.

Hauteur hors tout : 60 à 100 cm.

Poids : 80 kg.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couchage 3 sections : 60 x 200 cm.

Longueur hors tout : 155 cm (fauteuil) à 215 cm (position allongée).

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 10 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris.

Ensemble de vérins numériques permettant 4 positions programmées : fauteuil, brancard, CPR et déclive.

Hauteur variable électrique sur 2 colonnes : 50 - 90 cm.

Déclive électrique 11°.

Relève buste électrique débrayable manuellement.

Relève jambe électrique : 0 - 60°.

Châssis acier mécano soudé revêtement époxy gris.

Capot de protection de châssis.

Roues servofrein Ø 125 mm dont 2 directionnelles.

Barrières pédiatriques en polycarbonate, escamotables, longueur 120 x hauteur 30 cm sur matelas.

Butoirs aux 4 angles avec support accessoires.

2 emplacements sur l'assise pour tige à sérum.

Barre de poussée pieds en 1 partie.

Charge maximum admissible : 230 kg.



Kit pédiatrique côté tête (en option)



OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
CLO150	Roues Ø 150 mm double galets
CLORA	Roues Ø 150 mm double galets dont une roue antistatique
FST	Flexible support télécommande
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête (incompatibles avec réf. CLOKT)
BPSRB	Barres de poussée sous relève buste
CLORTC	Repose-tête coulissant
CLOSA	2 supports accessoires supplémentaires
CROSP	Support rouleau papier à la tête (incompatible avec réf. CLOKT)
MMM	Matelas Grand Confort, mousse haute résilience (35 kg/m ³), 2 cm viscoélastique, épaisseur totale 12 cm
CLOKT	Kit pédiatrique côté tête
CKOCL	Coussin latéral de protection
CKOCT	Coussin de protection tête

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf CLOKT
Kit pédiatrique côté tête



Réf CLO150
Roues double galets
diamètre 150 mm



Réf TSR2
Tige porte sérum amovible



Réf FST
Flexible support
télécommande



Réf CROBPT
barres de poussée escamotables côté tête



Réf CLORTC
Repose-tête coulissant

