

# Coloris Gamme BMB Médical

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



## DESCRIPTION

### TEXTILE URBAIN

Classification M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

Petit grain mat et fin au toucher doux.

Support coton traité imputrescible.

COMPOSITION : PVC 83 % / Coton 17 %

EPAISSEUR : 1,2 mm +/- 0,1 mm

TENUE A LA LUMIERE : >= 6

### Revêtement Gris pour :


PRELE - CAREO - CARVI - I CARE  
CLAVIA LSA - CLAVIA LSA CHIR




Gris

### Revêtement couleurs pour :

CAREXIA - DIVIA - CLAVIA FCD - CLAVIA FSP



Absinthe



Orange



Tomate



Pensée




Fuchsia



Prune



Abysses




Pétrole



Chocolat



Efficace contre  
les bactéries  
(MRSA)



Absence  
de solvants



Classement  
au feu



Abrasion  
martindale  
100000 cycles



Sans  
Phtalates



Imperméable  
à l'eau

© 2014 - Krea - Tél. 06 77 96 82 22 / www.krea-communication.fr



7 rue Rome 77144 MONTEVRAIN

Tél: 01 60 36 10 10 Fax: 01 60 36 10 11

E-mail : [info@socommed.fr](mailto:info@socommed.fr)

Site Internet: [www.socommed.fr](http://www.socommed.fr)

