



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

FAUTEUIL COQUILLE



CORAILLE

Fauteuil Coquille



FAUTEUIL COQUILLE



Informations

Fauteuil Coquille intérieur/extérieur à 4 roues 2 grandes roues arrière et 2 roues avant 6 pouces directionnelles.



Option: **B12** - Tablette amovible, rabattable et réglable en profondeur (pour fauteuils taille 380 à 480 mm)

Frein à tambour accessible au pied

Hauteur d'assise réglable (de 450 à 560 mm)

Egalement disponible : Option coussins anti-escarre de 80 mm pour fauteuil en Dartex (uniquement coloris vert, orange ou prune)

Repose-jambes à allongement automatique indépendant



Option **B52**
Porte sérum



Table 378 disponible



Option palettes séparées (sur demande à la commande)


Coussin anti-escarre disponible en option. (T2, T11, T14)



Support palette repose-pieds monté sur ressort



Caractéristiques



670	380 400 420 440 480	230 (coussin 60mm) 250 (coussin 80mm) 270 (coussin 100mm)	450.470.490 510.520.530 540.550.560	1190 1215 1240	750 770 790	-4/36°	460	1120	36	120
790 (XXL) 790 (XXL)	550 600	230	520.540.560	1240	780		500	1120	37	150

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°