



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

FAUTEUIL DE TRANSFERT LÉGER ET PLIANT



BOBBY

Fauteuil de transfert





FAUTEUIL DE TRANSFERT LÉGER ET PLIANT

*Simple
d'utilisation
et ergonomique*

Informations

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact.

- Pliant
- Deux freins manuels
- Accoudoirs rembourrés
- Angle de repose-pieds ajustable
- Cale-talons ajustables

Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.




Dossier pliant avec pochette de rangement



Pédale inférieure pour incliner le fauteuil



Pliable pour un transport facile



Frein de parking



Poignées à tirer pour un pliage rapide

Caractéristiques



largeur totale



largeur d'assise



hauteur accoudoirs



hauteur d'assise



hauteur dossier



hauteur repose-jambes



profondeur d'assise



longueur totale



poids



poids utilisateur

590

420

220

500

380

370 - 500

420

950

9,40*

115

640

480

220

500

380

370 - 500

420

950

9,95*

115

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°. *En configuration optimale, sans repose-pieds