

DIANA Lampe halogène

Lampe à poignée ergonomique très puissante et polyvalente, sa maniabilité est optimale.



- 50 watts
- 3000° kelvins
- 1000 Lumens
- Garantie 3 ans
- Longévité des ampoules : 5000 heures (Source dichroïque GU 5,3 OSRAM Decostar ES SP 10° hautes performances)
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 100
- Longueur de câble d'alimentation: 3 mètres autorisant une mobilité maximale.
- Isolation classe II
- Couleurs: blanc, noir
- Cotes tête de lampe: 110 x 110 mm
- Cotes base de lampe: 69 x 69 mm, H: 115 mm, entraxe: 54,5 mm
- à 30 cm: 55000 lux, diamètre éclairé: 5 cm
- à 50 cm: 31000 lux, diamètre éclairé: 7 cm
- à 100 cm: 15000 lux, diamètre éclairé: 17 cm
- Longueur de flexible: 650 mm ou 1000 mm
- Interrupteur classique, variateur d'intensité ou interrupteur sans contact
- Existe sur pied roulant avec batterie de 3h d'autonomie
- Grand confort d'utilisation, 2/3 de chaleur en moins.
- Réf : BOR50651 – BOR51001 – BOR50651V – BOR51001V
BOR50651-ISC – BOR51001-ISC – BORBAT50651V
BORBAT51001V



INNOVSPACE VAL D'EUROPE
7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr