

THERA Lampe infrarouge

Lampe chauffante, idéale pour la kinésithérapie, les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture...



- 250 W
- Longueur d'onde 1200 nm
- Garantie 3 ans
- Longévité des ampoules IR (E27) : 5000 heures (en verre dur avec réflecteur intégré. 90% de l'énergie est transmise sous forme infrarouge.)
- Longueur de câble d'alimentation: 4 mètres autorisant une mobilité maximale
- Isolation classe I
- Couleur: blanc
- Diamètre tête de lampe: 260 mm
- Cotes base de lampe: 69 x 69 mm, H: 115 mm, entraxe: 54,5 mm
- Longueur de flexible: 860 mm
- Interrupteur classique ou interrupteur sans contact
- Elle améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
- En synergie avec les spécialités telles que la kinésithérapie, les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture.
- Construction robuste : maniabilité optimale avec positionnement précis et fiable.
- Grille de protection avec trois pattes recouvertes de silicone.
- Poignée ergonomique.
- Réf : IRT250860 – IRT250860-ISC



INNOVSPACE VAL D'EUROPE

7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN

Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11

E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr