

Lampe de wood Lumière noire



Destinée aux examens dermatologiques, utilisée également dans l'industrie, par la police scientifique, et les restaurateurs de tableaux. Lampe portative pour la détection des mycoses cutanées, diagnostic de l'érythrasma et infections cutanées bactériennes, problèmes de pigmentation (vitiligo). La "lumière noire" par photoluminescence permet de révéler les propriétés cachées des matériaux.

- 9 Watts
- Garantie 3 ans
- Longueur d'onde: 370 nm
- Poids en main : 290 gr
- Couleur: noir
- Ballast prise
- Réf : WOO09230



INNOVSPACE VAL D'EUROPE

7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN

Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11

E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr