



10-296 PLAQUES DE PIEDS

Livré par paire, clameau intégré, fixation par coulissement sur le rail de la table.



10-366 SUPPORT DE COUDE

Avec clameau.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-366-US ou 10-366-UK



10-448 FIXE CUISSE

Coussin inclus.

Clameau recommandé: 10-301



10-567 APPUI PUBIEN ARTICULE

Coussin inclus.

Clameau recommandé: 10-301 ou 10-308

10-531 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Escamotable, la paire, (inox).

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-531-US ou 10-531-UK

Option: 10-531-H: housse pour barrières, la paire.



10-530 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Escamotable, la paire (inox).

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-530-US ou 10-530-UK

Option: 10-530-H: housse de protection



10-420 ELARGISSEUR DE PLATEAU

Monté sur clameau à système de blocage rapide, disponible en plusieurs tailles: 240 mm, 300 mm, 455 mm et 500 mm.

10-421 taille 240/60 mm

10-422 taille 455/60 mm

10-423 taille 500/80 mm

10-425 taille 300/60 mm



10-410 CADRE DE CHIRURGIE

Clameau inclus.

