

appuis

Le confort du patient est d'une importance cruciale pendant l'opération. Les différents appuis et supports doivent donner un maximum de sécurité et confort au patient.

Chaque patient est différent, c'est pourquoi vous trouverez une large gamme d'appuis et supports adaptés à chaque patient et opération.



10-230-F SUPPORT DE TÊTE

Différentes positions possibles, pour la chirurgie ophtalmologique et chirurgie esthétique.


Ajustement standard : 2 tiges de dia. 15 mm.

Autres raccords de table possibles sur demande.



partenaire de

RESON
MEDICAL



10-552
GOUTTIERE DE QUENU

En polycarbonate, à glisser sous le patient. Sera stabilisé par le poids du corps. Le bras du patient sera maintenu et protéger en toute sécurité. L 565 × H 227 mm.




10-553
HOUSSE POUR GOUTTIERE 10-552

Application



10-334
APPUI TÊTE EN MOUSSE INTEGRALE SOUPLE

Grande longévité. Confortable et imperméable. Résistante à tous les désinfectants courants et bio compatible (ISO 10993-5). Anti statique.



10-230-PED
PED SUPPORT DE TÊTE PÉDIATRIQUE

Différentes positions possible, pour la chirurgie ophtalmologique pédiatrique.



10-230-MDBL
SUPPORT DE TÊTE À DOUBLE ARTICULATIONS

Différentes positions possible, pour la chirurgie ophtalmologique et chirurgie esthétique.



Dia 200 mm



Dia 150 mm

10-333 ANNEAU DE TÊTE SOUPLE DIA

10-333-PED ANNEAU DE TÊTE PÉDIATRIQUE SOUPLE DIA

Grande longévité. Confortable et imperméable. Résistante à tous les désinfectants courants et bio compatible (ISO 10993-5). Anti statique.



10-389
SUPPORT DE BRAS POUR DECUBITUS LATÉRAL

Mouvement de 360° à l'horizontal et 130° en inclinaison dans 2 directions. Hauteur ajustable.

Clameau recommandé: 10-305



Coussin et sangles incluses.

appuis



10-353 SUPPORT DE GENOU POUR ARTHROSCOPIE

Hauteur et angle ajustable avec une manivelle. Coussins inclus.


Clameau recommandé: 10-304, 10-305 ou 10-308.



10-353-XL SUPPORT DE GENOU POUR ARTHROSCOPIE

Grande taille. Hauteur et angle ajustable avec une manivelle. Coussins inclus.

Clameau recommandé: 10-304, 10-305 ou 10-308.



10-369 ROULEAU HORIZONTAL

Diamètre 135 mm. Longueur 275 mm.
Longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-350 EPAULIERES

Coussins inclus (2 plats et 2 concaves),
longueur de la tige: 350 mm.

Clameaux recommandés: 10-301 (2)



10-368 ROULEAU VERTICAL

Diamètre 135 mm. Longueur 275 mm.
Longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-231 SUPPORT DE TÊTE PLATE

A adapter avec une cale/anneau de tête.
Adaptable de 100° vers le bas et 45° vers le haut.
Système de fixation unique qui bloque les 2 pivots. 495/260 mm.



10-237 SUPPORT DE TÊTE PLATE

Adaptable de 100° vers le bas et 45° vers le haut.
Système de fixation unique qui bloque les 2 pivots. Coussin inclus 495/260/80 mm.



10-335 SUPPORT DE TÊTE FER A CHEVAL

Pour la neurochirurgie. Grand latitude d'ajustement. Coussin inclus.



11443 & 11438 KIT HUMERUS

Système d'embrochage pour Humérus/radius/cubitus.

Clameau recommandé: 10-304 ou 10-308



10-393 FIXE DOIGT WEINBERGER

A utiliser avec le set 11443 & 11438

appuis



10-360 APPUI LATERAL

Ajustable, livré avec un coussin.
180×85 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-560 APPUI-CÔTÉ, ÉTROIT

Ajustable, livré avec 2 coussins: 1 plat & 1 incurvé, taille du support 175×70 mm, longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-561 APPUI COTE, LARGE

Ajustable, livré avec 2 coussins: 1 plat & 1 incurvé, taille du support 165×165 mm, longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-365 APPUI LATERAL LARGE

Ajustable, livré avec un coussin.
200×200 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-566 APPUI COTE, ETROIT

NON Ajustable, livré avec 2 coussins: 1 plat & 1 incurvé, taille du support 175×70 mm, longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-565 APPUI COTE, LARGE

NON Ajustable, livré avec 2 coussins: 1 plat & 1 incurvé, taille du support 165×165 mm, longueur de la tige 350 mm.

Clameau recommandé: 10-301



10-449 PORTE JAMBES XL

La paire, coussin confort Medisoft et sangles inclus.

Option: post Ø 18 mm 10-449-18

Clameaux rec.: 10-304, 10-305 ou 10-308



10-450 PORTE JAMBES

La paire, coussin inclus.

Option: post Ø 18 mm 10-450-18

Clameaux rec.: 10-304, 10-305 ou 10-308



10-359 EXTENSION DE RAIL


25×10 mm, orientable.

Clamp & rail options: 10-359-UK

10-367 SUPPORT DE TIBIA

Diamètre 135 mm.
Largeur 275 mm.

Clameau recommandé:
10-304 ou 10-305



10-367-K SUPPORT DE TIBIA

Peut être utilisé comme support de pied.

Diameter: 135 mm
Largeur: 275 mm
Logueur de tige: 400 mm
Clameau recommandé:
10-304 ou 10-305





10-296 PLAQUES DE PIEDS

Livré par paire, clameau intégré, fixation par coulisement sur le rail de la table.



10-366 SUPPORT DE COUDE

Avec clameau.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-366-US ou 10-366-UK



10-448 FIXE CUISSE

Coussin inclus.

Clameau recommandé: 10-301



10-567 APPUI PUBIEN ARTICULE

Coussin inclus.

Clameau recommandé: 10-301 ou 10-308

10-531 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Escamotable, la paire, (inox).

Existe aussi pour les rails US & UK:

10-531-US ou 10-531-UK

Option: 10-531-H: housse pour barrières, la paire.



10-530 BARRIÈRE LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Escamotable, la paire (inox).

Existe aussi pour les rails US & UK:

10-530-US ou 10-530-UK

Option: 10-530-H: housse de protection



10-420 ELARGISSEUR DE PLATEAU

Monté sur clameau à système de blocage rapide, disponible en plusieurs tailles: 240 mm, 300 mm, 455 mm et 500 mm.

10-421 taille 240/60 mm

10-422 taille 455/60 mm

10-423 taille 500/80 mm

10-425 taille 300/60 mm

10-410 CADRE DE CHIRURGIE

Clameau inclus.