



**SOCOMMED**

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

FAUTEUIL COQUILLE



**ALTITUDE**

**Fauteuil Coquille**





# FAUTEUIL COQUILLE

## Informations

### FAUTEUIL COQUILLE

Le siège coquille est fourni avec un coussin d'assise de 80 mm d'épaisseur (hauteur de dossier 770 mm). Les hauteurs de dossier et d'accoudoir dépendent de l'épaisseur du coussin (coussin dispo en 60 - 80 - 100 mm).

Coussin anti-escarre disponible en option. (T2, T11, T14)



Table 378 disponible



Option **B52**  
Porte sérum



Option palettes séparées  
(sur demande à



dartex  
vert

dartex  
prune

dartex  
praline

dartex  
parme

Option: **B12** - Tablette amovible, rabattable et réglable en profondeur (pour fauteuils taille 380 à 480 mm

Palette repose-pieds monobloc montée sur un ressort afin de pouvoir rester debout sur cette palette lors d'un transfert.

Egalement disponible : Option coussins anti-escarre de 80 mm pour fauteuil en Dartex (uniquement coloris vert, orange ou prune)



## Caractéristiques



670	380 400 420 440 480	230 (coussin 60mm) 250 (coussin 80mm) 270 (coussin 100mm)	450.470.490 510.520.530 540.550.560	1190 1215 1240	750 770 790	-4/36°	460	1120	36	120
790 (XXL) 790 (XXL)	550 600	230	520.540.560	1240	780		500	1120	37	150

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°