



**SOCOMMED**

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

GAMME MOBILIER DE CHAMBRE



## SAGNERONDE





 Ligne  
 Sagneronde

Ligne intemporelle, d'une modernité classique qui défie toutes les modes.

La finition d'excellence rappelle l'harmonie d'un contexte familial, confortable et rassurant.

La chaleur et l'authenticité du bois invitent à la détente, tout en combinant solidité et fonctionnalité avec des portes sur pivots, sans charnière, à ouverture 270°.




## Les chevets



### Chevet 1 porte

réf. SAMCHEVET1

- L 510 x p 450 x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Entourage Hêtre massif
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 1 porte, ouverture à 270°
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées décor bois
- 1 étagère amovible
- Pieds bois teintés



### Chevet 2 portes

réf. SAMCHEVET2

- L 510 x p 450 x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Entourage Hêtre massif
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 2 portes, ouverture à 270°
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées décor bois
- 1 étagère amovible
- Pieds bois teintés

+ réf. CSUTTEL



### Chevet 1 bloc coulissant

réf. SAMCHEVETCC

- L 510 x p 450 x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Entourage Hêtre massif
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 1 bloc coulissant avec bac de propreté
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées décor bois
- Pieds bois teintés
- 5<sup>mm</sup> roue anti-basculement



### Chevet minibar

réf. SAMFRIGO

- L 514 mm x p 564 mm x h 811 mm
- Coffre Stratifié
- Entourage Hêtre massif
- Plateau stratifié avec chants contretypés
- 1 porte
- Poignées décor bois
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- 2 ou 4 roulettes, 2 ou 4 patins

Minibar Capacité 40 litres, Frigo à absorption, Régulation de la température par thermostat, Dégivrage automatique par bouton presseur



### Armoire 2 portes 900 mm

réf. SAMARMCHA900

- L 900 mm x p 580 mm x h 1848 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Entourage bois
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées décor bois
- Pieds bois teintés
- 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie (3 étagères amovibles et réglables tous les 32 mm), 1 étagère sur toute la largeur
- Ouverture des portes à 270°

NOUVEAU

existe aussi en : Armoire 1 porte, longueur 600 mm





réf. SAMARMCHA600



### Armoire 2 portes 1200 mm

réf. SAMARMCHA1200

- L 1200 mm x p 580 mm x h 1848 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Entourage bois
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées décor bois
- Pieds bois teintés
- 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie (3 étagères amovibles et réglables tous les 32mm), 1 étagère sur toute la largeur
- Ouverture des portes à 270°



## Les commodes



### Commode 3 ou 4 tiroirs

réf. SAMCOMMODE

- 3 tiroirs : L 910 mm x p 580 mm x h 753 mm
- 4 tiroirs : L 910 mm x p 580 mm x h 898 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme • Dessus stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés • Entourage Hêtre massif • Poignées décor bois • 3 ou 4 Tiroirs sur glissières métalliques • Pieds bois teintés
- 4 patins non tachants





### Commode bureau

réf. SAMCOMBU

- L 1540 mm x p 550 mm x h 760 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme • Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés • Entourage Hêtre massif
- Poignées décor bois • 3 Tiroirs sur glissières métalliques • Bureau à droite ou à gauche • 4 patins non tachants • Pieds bois teintés

## Dimensions



### Extension

Le bureau peut être positionné au choix à droite ou à gauche de la commode.



## Les tables

Nous vous proposons 3 tables différentes permettant diverses utilisations suivant la configuration des chambres et l'utilisation souhaitée. Les tables à dégagement latéral ou à 4 pieds permettent aux patients de prendre leurs repas assis ou de déposer des objets.

L'ergonomie et les revêtements polymère ou stratifié des plateaux permettent un nettoyage facile.



### Table à manger

réf. GHTML6DF

- 1 plateau fixe 200 x 400 mm,
- 1 plateau inclinable 700 x 400 mm
- Piètement époxy blanc nacré
- Plateau stratifié avec galerie



### Variantes



La table à manger peut être utilisée avec un fauteuil. La forme particulière en "C" du support permet d'embrasser la base du fauteuil en l'approchant le plus possible du patient.



### Table courrier

réf. SAMTABCOURRIER

- Coffre et façade coloris gamme
- Chant pvc contretypé
- 3 tiroirs sur glissières métalliques
- Plateau stratifié de 1200 avec 2 pieds bois
- Entourage hêtre massif teinté gamme
- Dimensions: L 1200 mm x p 460 mm x h 746 mm
- Montant filière bois • Poignées décor bois



### Chiffonnier

réf. SAMCHIFFST

- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Dessus stratifié avec chants contre-typés
- Montant filière Bois
- 5 Tiroirs sur glissières métalliques poignées bois
- Dimensions: L 510 mm x p 500 mm x h 861 mm
- 4 pieds sur patins



### Table de chambre Sagneronde 800

réf. SAMTABLPS800

- L 800 mm x p 600 mm x h 759 mm
- Plateau simple sans tiroir
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés

Existe en version 1000

réf. SAMTABLPS1000



### Table de chambre Sagneronde 1000



réf. SAMTABLDP1000

- L 1000 mm x p 600 mm x h 759 mm
- Plateau avec 1 niche ou 1 tiroir en partie centrale
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés




Existe en version 800 avec 1 niche ou 1 tiroir en partie centrale

réf. SAMTABLDP800




## Dimensions


réf. GHTML6DF



réf. SAMTABLPS800



réf. SAMTABLPS1000



# Lit Floore

Lit à hauteur variable avec système d'élevation par colonne  
réf. COS58439BTD



Verrouillage soignant

Toutes les positions de soin ou de confort sont disponibles directement avec la télécommande filaire, simple d'utilisation. Toujours accessible pour le résident ou le personnel soignant avec le support flexible (en accessoire).  
Déconnectable facilement.



**Position basse.**  
Sécurité pour le patient.  
23 cm



**Position haute pour réaliser les soins.**  
73 cm



**Position décline.**  
Position d'urgence.  
Permet de repositionner le résident en tête de lit.



**Position Fowler**  
Favorise le soulagement des zones de pression pour les affections artérielles ou veineuses lors d'alitement prolongé.



**Position fauteuil**  
Pour le bien-être du résident, permet le changement des points de compression (prévention des escarres).  
Facilite la vie sociale du résident.

## Les positions

## Les options



### Satellite de commande patient

réf. LSUGHSCLF

- Très bonne préhension + repérage des fonctions facilité grâce aux couleurs.
- Option comprenant télécommande avec relève buste, relève jambe/cuisse et hauteur variable.



### Télécommande front panel soignant

réf. LSUGHBOITP

- Repréant toutes les fonctions du lit + condamnations sélectives.
- Idéal pour personne désorientée, s'utilise soit seul ou couplé avec la télécommande résident ou le satellite de commande.



### Sommier compact blanc

réf. LSUGHDPICF

- Épaisseur 6 mm imputrescible



### Veilleuse sous le lit

réf. LSUGHVEIL

- Lumière projetée au sol pour repérage du résident (non représenté sur le lit)

## Dimensions



Hauteur minimum : 230 mm  
Hauteur maximum : 730 mm  
Réglage décline-proclive maximum : 20°  
Réglage relève-buste maximum : 70°  
Translation du relève buste : 80 mm  
Poids : 100 kg  
Capacité maximale : 200 kg  
Tension alimentation : 240 V - 50 Hz  
Tension en service : 24 VCC  
Indice de protection IP : IPX4  
Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm  
Classe électrique : 1B

Nos matériels sont des dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE. Ils répondent aux normes :

- NF EN 60601-1
- NF EN 60601-2-52
- NF EN 60601-1-2

## Les Nuanciers

### Les stratifiés



Woodline café  
H1428 ST22



Frêne de Lyon sable  
H1298 ST22



Hacienda blanc  
H3078 ST22



Bouleau de Mainau  
H1733 ST9



Poirier de Lindau  
H3113 ST15



MÉRISIER ROMANA  
H1615 ST15



Chêne Nebraska gris  
H3332 ST10



Hêtre de Lyons  
Chocolat  
H1599 ST15



Chêne Nebraska  
naturel  
H3331 ST10



érable  
H1521 ST15

### Les bois



Blanchi



Naturel



Acajou



Wengé



Merisier



Basalte  
U730 ST9



Reflet  
U400 ST9



Orange  
U332 ST15




Cerise  
U323 ST15



Abeille  
U146 ST15



Sencha  
U634 ST15




Aluminium  
F509 ST2



Bleu polaire  
U533 ST15



Horizon  
U522 ST15



Blanc craie  
W908 ST2/SM