



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

SOLUTIONS POUR CHARIOTS MÉDICAUX




CHARIOTS

Présentation de la gamme

Des solutions logisitiques professionnelles conçues pour répondre à vos besoins

Depuis plus de 80 ans, Metro est votre partenaire privilégié pour la fourniture de solutions logistique hospitalières et de chariots médicaux. Nos solutions couvrent les solutions de gestion du médicament, les chariots de soins et chariots de spécialité, ainsi que les dernières innovation de solutions de stockage et solutions logistiques. Notre but est de vous fournir des solutions complètes qui garantissent la sécurité des patients et du personnel, optimisant l'espace disponible et les process.



<p>Lifeline® Chariot d'urgence</p> 	<p>Flexline® Chariot de spécialités</p> 
<p>Starsys® Chariot modulaire de spécialités</p> 	<p>Lionville® Chariot à médicaments</p> 
<p>myCart Series™ Servantes multi-usages</p> 	<p>Microban® Protection antimicrobienne</p> 



Lifeline®

Chariot d'urgence

Soyez rapide et efficace en toute sécurité.

Grâce au chariot Lifeline®, vous disposez d'un accès simultané aux médicaments et dispositifs utilisés par les personnels soignants



AUSSI DISPONIBLE EN VERSION ROUGE

Chariots pré-configurés disponibles



Chariot d'urgence pédiatrique

- Tiroirs, poignées et étiquette de couleurs
- Sécurités complémentaires



Possibilités d'améliorations du chariot d'urgence

- Bacs de stockage additionnels
- Conteneur à aiguille sécurisé
- Tiroirs, plateaux et séparateurs additionnels



Chariot d'urgence standard

- Bacs basculants
- Support O²
- Porte défibrillateur

Une sélection complète d'accessoires



Planche de massage cardiaque



Support défibrillateur



Tige porte-sérum

Les avantages

- › 5ème roue : transport rapide et sécurisé au lit du patient
- › Compartiment supérieur pour un stockage sécurisé des médicaments sensibles, accessible directement depuis le plan de travail
- › Unique/multiple sceaux de sécurité
- › Polymère léger anti-bactérien construction
- › Multiaccès simultanés
- › Planche de massage cardiaque incluse

Tailles & dimensions

Hauteurs disponibles :
1156 mm, 1070 mm, 984 mm
Dimensions :
575 x 965 mm



Couleurs

 Couleurs standards des poignées
 Kit de couleurs pédiatriques



Metro inclut une protection anti-microbienne Microban®

* Pour des spécifications particulières, rendez-vous sur le site : www.metroconfigurator.com

Flexline®

Chariots de spécialités

Options standards, configurables à la demande.

Flexline® dispose de composants et accessoires qui peuvent être configurés à la demande pour répondre à vos besoins spécifiques.



Portiques avec accessoires



Chariots de soins critiques

- Conteneur à aiguilles
- Conteneur à aiguilles sécurisé
- Tablette amovible
- Pavé tactile avec écran LCD
- Etiquettes



Chariot d'isolement

- Support boîte à gants
- Tablette amovible
- Tige porte-sérum



Chariot d'anesthésie

- Bacs latéraux
- Poubelle
- Conteneur à aiguilles sécurisé
- Pavé tactile avec écran LCD
- Porte sondes/catheteres
- Portique avec 2 rails support

Une sélection complète d'accessoires



Spérateurs de tiroirs



Tablette amovible



Portique avec accessoires

Les avantages

- › Solutions spécifiques pour chaque unité de soins
- › Configurable selon vos besoins spécifiques
- › Large surface de travail
- › Polymère léger anti-microbien
- › Sécurités avancées

Tailles & dimensions

Hauteurs disponibles :
1149 mm, 1064 mm,
978 mm, 892 mm
Dimensions :
568 x 819 mm



Couleurs



Metro inclut la protection anti-microbienne Microban®

* Pour des spécifications particulières, rendez-vous sur le site : www.metroconfigurator.com

Starsys®

Chariots de spécialités modulaires

Optimisez l'espace de travail, le stockage et l'efficacité.

Starsys® fournit une solution complète de chariot de soins, disponibles en de nombreuses hauteurs et largeurs. Quand la mobilité est une caractéristique clé de vos solutions de stockage, les chariots Starsys® fournissent une large gamme de solutions spécifiques. Cette approche modulaire vous permet de créer vos propres chariots répondant à vos besoins spécifiques.



Chariots pré-configurés disponibles

Les chariots Starsys® font partie d'une gamme complète de solutions logistiques et de stockage dédiées à l'optimisation de l'espace et flux de travail.



Chariots

Armoires



Armoires murales



Station de travail mobile



Station de travail

Une sélection complète d'accessoires



Cassettes à médicaments



Pontons latéraux



Tablette amovible

Les avantages

- › Système modulaire et tenièrèment configurable
- › Améliorations potentielles possibles
- › Surface de travail amovible
- › Bacs latéraux
- › Fermeture automatique et contrôle d'accès

Tailles & dimensions

Double pontons latéraux amovibles

Hauteurs disponibles :
1165 mm, 1089 mm, 1013 mm,
937 mm, 864 mm

Dimensions :
632 x 1461 mm

Ouverture maximale disponible :
61.625" (1563 mm)



Couleurs



Metro inclut la protection anti-microbienne Microban®

* Pour des spécifications particulières, rendez-vous sur le site : www.metroconfigurator.com

Lionville®

Chariots de médicaments

Solution de gestion du médicament de la pharmacie centrale au lit du patient

Conçu pour optimiser le travail des personnels soignants.



Nos différentes gammes



Med 800

- Jusqu'à 27 bacs patients
- Bacs latéraux avec tiroirs amovibles
- Faible largeur 558 mm x 1044 mm



Med 600

- Jusqu'à 30 bacs patients
- Moyenne largeur 829 mm x 1044 mm



Med 400

- Jusqu'à 57 bacs patients
- Grande largeur 994 mm x 1044 mm



iMed 800/600

- Prise intégrée
- Aménagement tiroir configurable
- Support de gestion des codes-barres (Intégration au SIH)
- Ouverture par pavé tactile ou lecteur de carte avec fermeture automatique

Les avantages

- › De multiples aménagements disponibles pour les bacs patients pour répondre à vos besoins spécifiques
- › De nombreuses configurations et dimensions disponibles
- › De nombreuses options et surfaces de travail disponibles
- › De nombreux systèmes de fermeture : pavé tactile, lecteur de cartes ou clés
- › Fermeture automatique

Tailles & dimensions

Hauteurs disponibles :
1044 mm

Dimensions :
Série 800 : Hauteur 994 mm
Jusqu'à 27 bacs patients
Série 600 : largeur 829 mm
Jusqu'à 30 bacs patients
Série 400 : largeur 558 mm
Jusqu'à 57 bacs patients



Couleurs



Une sélection complète d'accessoires



Support ordinateur entièrement ajustable



Tiroirs de stockage interchangeables



Cassettes amovibles

* Pour des spécifications particulières, rendez-vous sur le site : www.metroconfigurator.com

myCart series™

Servantes multi-usages




Conçus pour vos besoins
logistiques... Chaque
pas compte.



Simple et pratique

Poignée ergonomique et large
surface utile.



Plus de places pour les jambes!

50% de plus d'espace de marche que
les chariots conventionnels. Vos tibias
ne cogneront plus le chariot!

Les avantages

- › Nettoyage facile
- › Meilleur confinement
- › Pérenne
- › Polymère anti-corrosion et résistant

Tailles & dimensions

Dimensions :

MY1627


Largeur : 465 mm, Hauteur : 902 mm

MY2030

Largeur : 595 mm, Hauteur : 902 mm

MY2636

Largeur : 703mm, Hauteur : 937 mm



Couleurs



Metro inclut la protection
anti-microbienne Microban®

Élimine 99%

des bactéries dangereuses

La protection intégrée anti-microbienne Microban®
élimine 99% des bactéries dangereuses, tout en
prévenant la prolifération de pathogènes tels que,
résistant à la vancomycine, E.coli et MRSA.

Metro inclut différents éléments dans son process de production pour supporter les procédures anti-infectieuses

- › Permet aux produits de rester propres entre 2 nettoyages.
- › Un polymère évolué et d'autres finitions assurent la résistance anti-corrosion.
- › Nettoyage facilité.



Voir le symbole 'red check' sur nos produits.



SOLUTIONS POUR CHARIOTS MÉDICAUX

Des solutions de rangements

Metro offre une gamme complète de haut qualité de solutions logistiques et de stockage pour répondre aux besoins spécifiques de votre hôpital. Laissez-nous vous aider. Contactez nous: +31 76 587 7550.



Top-Track® High Density Storage



Super Erecta® Catheter Procedure Trolley



MetroMax i® Supply Trolley



Starsys® Catheter Storage Trolley



Super Erecta® Security Trolley



Inhalation Therapy Trolley



MetroTrux™ Convertible Linen Truck



Metro Surgical Care Trolleys



Super Adjustable Super Erecta® Supply Trolley

