

DIUIA Divan d'examens

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



DIVANS D'EXAMEN À HAUTEUR VARIABLE

DESCRIPTION



Divia 65 - Divia 75
Divan d'examens à hauteur variable sur colonnes électriques



Divia Mixte 65 - Divia Mixte 75
*Divan d'examens mixte à hauteur variable sur colonnes électriques
2^{ème} relève-buste intermédiaire à commande électrique pour examens gynécologiques*

DIVIA est un divan d'examens à hauteur variable électrique sur colonnes

Largeur hors tout : 65 ou 75 cm.

Longueur hors tout : 205 cm.

Hauteur hors tout : 46 à 86 cm.

Poids : Version Divia 80 kg
Version Divia Mixte 90 kg

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Châssis en acier revêtement époxy coloris gris clair.

Sellerie plate de densité 35 kg/m³ - épaisseur 6,5 cm.

Revêtement jersey enduit PVC antibactérien et non feu M1.
9 coloris au choix selon nuancier.

Relève-buste 0 à 80° assisté par 2 vérins à gaz.

Hauteur variable électrique 46 à 86 cm.

Couchage 65 x 205 cm ou 75 x 205 cm.

Proctive - déclive électrique (+/- 12°)

Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan.

Capot de protection de châssis.

Télécommande manuelle.

4 Roues double galets à freins indépendants Ø 125 mm.

Support rouleau drap d'examen côté tête.

Charge maximum admissible : 200 kg.

Couchage en 3 sections : 65 x 200 cm ou 75 x 200 cm

2^{ème} relève-buste intermédiaire à commande électrique pour examens gynécologiques.

Relève-buste 0 à 80° à commande électrique.



Détail 2^{ème} relève-buste intermédiaire pour examens gynécologiques



OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
DVRS1	Roues Ø 125 mm à commande centralisée
DVRS2	Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée
DVRBE	Relève-buste électrique (inclus d'origine sur Divia mixte)
DVTSF	Télécommande sans fil
DVTAP	Télécommande par pédale en plus de la commande manuelle
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)
DVSE	Support étaux (la paire)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire)
DVGT	Gouttière pour prélèvement (l'unité)
DVET	Etriers (la paire)
DVSJ	Supports jambes (la paire)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)
DVTSR	Etaux support tige porte sérum (la paire)
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
DVRTC	Repose tête
DVPC7	Protection crystal pour divan largeur 65 cm
DVPC8	Protection crystal pour divan largeur 75 cm
DVBBA	Batterie d'autonomie
DVLAMP	Lampe d'examens

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf DVET
Etriers



Réf DVSJ
Support Jambes



Réf DVSE
Support étaux



Réf DVETU
Etau pour fixation d'étriers,
gouttières ou support jambes



RéfTSR2
Tige porte sérum
amovible



Réf 1449120
Barrières



Réf DVRS2
Roue double galets
Ø 150 mm



Réf DVLAMP
Lampe d'examen

