



**SIMPLEX**

Divan d'examen à hauteur variable électrique



CE



GARANTIE  
**2**  
ANS





# DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE


## SIMPLEX

### Divan d'examen à hauteur variable électrique

#### Caractéristiques :

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, de 56 à 86 cm
- Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent
- Commande : Télécommande au pied
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 600 mm, non feu, 5 coloris au choix (Tahiti, Malouines, Bahamas, Galapagos, Blanc)
- Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz
- Capacité de charge : 180 Kg en dynamique

#### Coloris



#### Options

##### Art. ACC538

- Jeu d'étais pour gamme ECOMAS



##### Art. ACCBARRILITECOM

- Paire de barrières de lit Escamotables largeur 600

##### Art. ACC964

- Paire de repose-jambes polyuréthane noir



##### Art. ACC54001

- Tête demi lune largeur 600, revêtement non feu M1



##### Art. SLFEMIREPOSE

- Housse de protection repose-jambe, l'unité

##### Art. ACC110POLY

- Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan, équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur EN profondeur.



##### Art. ACC514-124-600

- Protection Plastique largeur 600



##### Art. ACC110

- Gouttière prise de sang avec ferrure mais sans l'étau, l'unité.



##### Art. ACC832

- Trou visage avec bouchon



##### Art. ACC32012

- Tige porte sérum longueur 1400



##### Art. ACC990

- Jeu de 4 roulettes à freins diam 100mm

