

TABLE ET DIVANS DE PÉDIATRIE
PEDIATRIC TABLES




188
4365



DIVANS D'EXAMEN PÉDIATRIQUE



DIVAN DE PÉDIATRIE PEDIATRIC COUCHE 188



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage
Pieds emboîtables époxy gris nuage
Dossier réglable par crémaillère
Sellerie plate, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
Porte-rouleau papier
Poids maximum du patient autorisé 135 kg

STANDARD FEATURES

Light grey epoxy polyester coated steel frame
Light grey epoxy removable feet
Adjustable backrest with trammel
Flat upholstery, M1 fire retardant covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
Paper roll holder
135 kg patient weight capacity

CONFORT COMFORT

- Dossier et rallonge réglables par crémaillère
- Adjustable backrest and legrest with trammel

HYGIÈNE HYGIENE

- Revêtement avec protection antibactérienne
- Toutes les parties sont accessibles au nettoyage
- Covering with antibacterial protection
- All the outer parts are accessible for cleaning



188

SÉCURITÉ SAFETY

- Sellerie plate non-feu M1
- Support rouleau de drap d'examen
- Flat upholstery with M1 fire retardant covering
- Paper roll holder

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur de travail : 85 cm
- Working height: 85 cm

Accessoires Accessories

900-10



Marchepied inox soudé
2 marches
Welded stainless steel
2 steps

901-10



Marchepied inox soudé
1 marche
Welded stainless steel
1 step

TABLE DE PÉDIATRIE PEDIATRIC TABLE 4365

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage
Pieds époxy gris nuage
Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1
avec protection antibactérienne
(suivant choix de couleur, voir nuancier)
Dimensions intérieures : L 100 x l 60 x H 85 cm

STANDARD FEATURES

Light grey epoxy polyester coated steel frame
Light grey epoxy feet
Upholstery with 3 higher edges, M1 fire retardant covering
with antibacterial protection
(depending on the color, see color chart)
Inner dimensions: L 100 x W 60 x H 85cm

CONFORT COMFORT

- Bords relevés
- 2 patins réglables pour une stabilité optimale
- Châssis entièrement soudé
- Facilité d'usage : tiroir (option) et étagère (accessoire)
- Higher edges
- 2 adjustable levelers for an optimal stability
- Fully welded frame
- Ease of use: drawer (option) and shelf (accessory)

HYGIÈNE HYGIENE

- Revêtement avec protection antibactérienne
- Toutes les parties sont accessibles au nettoyage
- Covering with antibacterial protection
- All the outer parts are accessible for cleaning

4365 + 4366 + 47690-01P



SÉCURITÉ SAFETY

- Sellerie non-feu M1
- Léger pour un déplacement facile
- M1 fire retardant upholstery
- Light weight for an easy move

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Hauteur de travail : 92 cm
- Working height: 92 cm

Option*

* A demander impérativement
lors de la commande, montage
usine / Plant installed, must be
ordered with initial order

47690-01P



Tiroir
Drawer

Accessoire Accessory

4366



Plateau inférieur
acier inoxydable
Stainless steel
lower shelf

Choix de selleries non-feu M1 - Antibactérien
Commun aux produits présentés / Choice of
M1 fire retardant and antibacterial upholstery
Common to the presented products

Classic

- 32 - BLEU / BLUE
- 93 - COTTAGE / COTTAGE
- 35 - ROUGE / RED
- 34 - JAUNE / YELLOW
- 91 - BLANC / WHITE
- 92 - MARINE / MARINE
- 56 - OBSCURE / DARKNESS
- 57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

- 64 - RAISIN / GRAPE
- 67 - LAGON / LAGOON
- 66 - BONBON / SWEET
- 63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

- 80 - CIEL / SKY
- 81 - VERT D'EAU / SEA GREEN
- 65 - LILAS / LILAC
- 96 - ETAIN / TIN
- 82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY
- 83 - NATUREL / NATURAL
- 84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1


- C1 - NAVY
- C2 - DUSTY BLUE
- C3 - MOSS

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT




188

Poids net
Net weight 29 kg
Poids brut
Gross weight 26 kg
Volume
0,300 m³



4365

Poids net
Net weight 32 kg
Poids brut
Gross weight 30 kg
Volume
0,33 m³



DIVANS D'EXAMEN PÉDIATRIQUE