

- Pédiatrie
- Néonatalogie


**CHARIOT A LANGER - Réf : 328200**



**SOCOMMED**

INNOVSPACE VAL D'EUROPE  
7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN  
Tél. : +33 (0) 1 60 36 10 10  
Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11  
E-mail : [info@socommed.fr](mailto:info@socommed.fr)  
Site internet : [www.socommed.fr](http://www.socommed.fr)

- Facile d'utilisation, cette table à langer vous permettra de travailler en toute sécurité.
- Pratique et fonctionnelle, elle possède de grands espaces de rangements et d'un bac à déchets de grand volume.
- Simple à l'entretien.



## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions :

Longueur 95 cm • Largeur : 70 cm • Hauteur 99 cm • Poids 51kg

Chariot à langer sur roulettes diamètre 125 mm dont 2 à freins

### Composé de :

Deux tiroirs 600 x 400 mm x Hauteur 145mm avec porte étiquette. (Coloris au choix : Bleu / Lavande / Rouge)

Un espace de rangement sous le plan à langer.

Plan à langer avec un matelas pédiatrique COLORIS BLEU Uniquement dimensions 42 cm x 62cm x épaisseur 5 cm.

Tablette rabattable latérale.

Paire de rails latéraux pour accrochage du collecteur à déchets (amovible).