

- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

FAUTEUIL DE REPOS

Paris High Back



dossier
inclinable
avec
translation
de l'assise

COLORIS AU CHOIX



Pieds

Standard base



High base



Office



Caractéristiques techniques :

- Star base : structure Aluminium.
- Office base : structure Aluminium et acier.
- Assises et dossier : cadre acier, ressorts flexo, mousse de polyuréthane moulée à froid (assise : 60 kg/m³, dossier : 61 kg/m³, accoudoirs : 150 kg/m³).
- Pouf : structure en polypropylène et ABS (Acrylonitrile-Butadiène Styrene) mousse haute résilience liée avec du polyuréthane prepolymer (100 kg/m³).

Revêtements :

- Obika : Textile enduit de PU non feu

Dimensions :

			Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur assise
STANDARD Base	Medium		80	110	74	46
	Pouf		54	42	41	
HIGH BASE	Medium		80	114	74	50
	Pouf		54	46	41	
OFFICE	Medium		80	121	70	48/55

Les dimensions des fauteuils et canapés sont exprimées en cm/mm et peuvent être modifiées. Photos non contractuelles.

