


HALOGÈNE Diana

Excellent compromis
qualité-puissance-prix.

Lampe d'examen halogène
très polyvalente, puissante et
d'une maniabilité optimale grâce
à sa poignée ergonomique qui
lui assure des réglages fins et
précis même en cas de fortes
solllicitations mécaniques.

Idéale pour tous types
d'examens mineurs et de soins
en médecine générale,
les infirmières et la podologie.



● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse ➔ **870 Lumens***
- Température de couleur ➔ **3000°K (blanc chaud)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 100/100**
- Consommation électrique ➔ **50 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	5 cm
40 000		50 cm	7 cm
10 000		100 cm	17 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Ampoule 12V/50W ➔ **516677**

- Longévité des ampoules : 5 000 h minimum
Source dichroïque 12V/50W Osram GU 5,3 Decostar ES Sp
10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	BOR50651	BOR50651-ISC
Flexible 114 cm	BOR51001	BOR51001-ISC

