

THALOGÈNE Tina


La qualité LID accessible à tous !
Lampe emblématique au design
«cannelé» créée en 1995.

Lampe d'examen halogène
compacte, robuste et particulièrement
maniable grâce à une rotule
permettant la rotation et l'inclinaison
de la tête pour un positionnement
précis de l'éclairage même
à une seule main.

Idéale comme lampe d'examen
pour la médecine générale
et pour les infirmières

● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité lumineuse **300 Lumens***
- Température de couleur **3000°K (blanc chaud)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 100/100**
- Consommation électrique **20 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
50 000		30 cm	5 cm
23 000		50 cm	10 cm
6 000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Ampoule 12V/20W **620169**



INNOVSPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr

Tina 100
interrupteur classique



- Longévité des ampoules : 5 000 h minimum
Source dichroïque 12V/20W
Osram GU 5,3 Decostar ES Sp
10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 7 x 7 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	HTI00651	HTI00651-ISC
Flexible 100 cm	HTI01001	HTI01001-ISC



DÉGAGEMENT
DE CHALEUR