

# V LAMPE LOUPE LED Vera

L'outil indispensable pour tout examen qui requiert minutie, finesse et précision.  
Lampe loupe circulaire à LED équipée d'une large lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec grossissement sans distorsion X 2.25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.  
Elle diffuse une lumière blanche et homogène sans éblouissement.

Le bras articulé métallique et la rotule permettent un positionnement très précis et rapide même à une seule main.



Idéale en dermatologie  
et médecine générale

● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité lumineuse ➔ **300 Lumens\***
- Température de couleur ➔ **6400°K\* (blanc)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**
- Consommation électrique ➔ **4 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Puissance à 10 cm : 2500 Lux
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 1.5 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions: tête diam 12 cm bras articulé 86 cm
- Pince étai fournie

RÉFÉRENCES	
Lampe (pince étai fournie ouverture maxi. 60 mm)	LED00912
Pied roulant lesté hauteur 80 cm	PIR00912
Equerre murale	EMU00912

