

Armoire à fermeture

centralisée / sécurisée / 14 glissières / 18 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette armoire est une armoire de transfert, une armoire de dispensation, une armoire de stockage, une armoire à pharmacie selon la configuration des tiroirs.

Verrouillage
centralisé
des tiroirs



Armoire code électronique
14 glissières
Réf : 105009



Armoire à clé
14 glissières
Réf : 105008



Armoire code électronique
18 glissières
Réf : 105012



Armoire à clé
18 glissières
Réf : 105010

Descriptif technique

Encombrement :

Réf XXX : 120 X 70 X 50 cm : capacité 14 glissières

Réf 105010 : 156 X 70 X 50 cm : capacité 18 glissières

Matériaux : Aluminium époxy

Déplacement : 4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

Equipée d'une poignée

Fermeture à clé ou à code

Tiroir à toxiques

Tiroir modulaire équipé d'un couvercle et d'un système de verrouillage à 2 niveaux de sécurité : verrouillage du couvercle, et verrouillage dans la structure



Réf : 405010

Armoire double 36 glissières à fermeture centralisée



Armoire double
Réf : 105014

Encombrement : 160 X 134 X 50 cm
Matériaux : Aluminium époxy
Déplacement : 4 roues diamètres 20 cm dont 2 à frein
Capacité de stockage : 36 glissières
Equipé de 2 poignées
Fermeture à clé en série, code électronique en option



Exemple de possibilité d'accessoires sur armoire

