

Gamme Chariot **SocoVELO**

12 glissières / 14 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE

Chariot grande capacité

Il se compose d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multi-directionnel.

Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des parois sans outil.

Tous types
de chariots
selon
la configuration

Aménagement de chariots sur mesure, selon les besoins,
 tiroirs et accessoires en option



SocoVELO 12

Capacité de stockage :
12 glissières
Réf : 205050



SocoVELO 14

Capacité de stockage :
14 glissières
Réf : 205052

POIGNÉE
EN
OPTION

EN OPTION Verrouillage centralisé des tiroirs par :



Clé
Réf : 204075



Code électronique
Réf : 204079



Scellé
Réf : 204076

Descriptif technique

Encombrement :

- Réf 205050 : 105 X 70 X 50 cm : capacité 12 glissières
- Réf 205052 : 120 X 70 X 50 cm : capacité 14 glissières

Matériaux :

Aluminium époxy, ABS

Déplacement :

4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

Capacité de stockage :

12 et 14 glissières

Equipé de deux rails porte-accessoires

Poignée en option :

Réf 204090

Existe en 4 tailles de chariot

NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles
sur simple demande



Ral 3018



Ral 4003



Ral 4004



Ral 4005



Ral 5012



Ral 6018



Ral 1028



Ral 5002

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT *SocoVELO*

selon les tiroirs et accessoires choisis

3 OPTIONS DE FERMETURES CENTRALISÉES : clé / code électronique / scellé

Équipé de 2 rails porte-accessoires de série
et possibilité de 4 rails si besoin

**2 rails porte accessoires
avec buté anti-chute**
• Compatible avec tous les
accessoires normalisés

Bâti en aluminium
• Très léger
• Pas de corrosion possible

Revêtement époxy
• 150 couleurs au choix

Socle pare-chocs
• Plein et résistant

**Bloc panneau glissières intérieures
démontables sans outils pour le nettoyage**



Plateau à bords relevés

Tiroirs jointifs en ABS extractible
• Protection de la lumière et de la
poussière
• Robuste
• Capacité de stockage optimisé
(pas de perte de place dû au
rideau)
• Souplesse d'utilisation et
d'organisation

4 roues pivotantes en polyamide
diamètre 12,5 cm
dont 2 à frein
• Pas de corrosion
• Grande maniabilité

Ergonomie : Verrouillage centralisé des tiroirs, qui permet un accès direct aux tiroirs

Avec 4 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot d'urgence,
chariot d'anesthésie, chariot informatique et chariot escargot.

Liste des composants et des accessoires *SocoVELO*

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande




Porte-ordinateur
Réf : 204046



Rail porte-accessoires
Réf : 204071



Panier
Réf : 204017



Porte-conteneur
Réf : 204035



Porte-sacs
Réf : 204020



Support sha
Réf : 204024



Support boîte à gant
Réf : 204023




Grand rangement
Dim : 21 x 40 x 21 cm
Réf : 204019



Poignée de poussée
Réf : 204090



Tablette rabattable
Réf : 204050



Portique boîtes
basculantes
Réf : 204005



Rangement dossiers
Réf : 204040

