

Chariot escargot tiroir

FABRIQUÉ EN FRANCE



Spécialement aménagé pour la dispensation par le système dit « escargot », compatible toutes marques de boîtes escargots


36 résidents en nominatif, 1 bac par patient ou autre selon organisation du service

Fermeture à clé
Autres sur demande

Tiroir jointif en ABS extractible
Exemple avec 6 tiroirs moyens

Meilleure confidentialité

Capacité d'un tiroir :
Bac nominatif pour 6 boîtes escargot ou
12 boîtes escargot



Plateau à bord relevé

2 rails porte-accessoires avec buté anti-chute
• Compatible avec tous les accessoires normalisés

Structure aluminium

Chariot escargot
Réf : 205063

Composition du chariot :
Chariot 12 glissières Réf : 205050
Fermeture centralisée à clé Réf : 204075
6 tiroirs moyens Réf : 401020

Verrouillage centralisé des tiroirs par :



Clé
Réf : 204075



Code électronique
Réf : 204079

Descriptif technique

Encombrement :

Réf : 205063 : 105 X 70 X 50 cm : capacité 12 glissières

Matériaux :

Aluminium époxy, ABS

Déplacement :

4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

Capacité de stockage :

12 glissières

Équipé de deux rails porte-accessoires

Poignée en option :

Réf 204090

Existe en 3 tailles de chariot

NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles sur simple demande



Ral 3018



Ral 4003



Ral 4004



Ral 4005



Ral 5012



Ral 6018



Ral 1028



Ral 5002



SOCOMMED
Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

INNOVESPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN

Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11

E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr



Dispensation escargot en bac nominatif

FABRIQUÉ EN FRANCE



Aménagement d'un tiroir avec
6 bacs pour 6 résidents
Kit 6 résidents
Réf. 402075



Stock hors pilulier

Stock escargot



Bac nominatif seul
Réf. 402070

Dispensation escargot en global

FABRIQUÉ EN FRANCE



Escargots

Kit 12 résidents (Tiroir + croisillons)
Réf : 401050

Liste des composants et des accessoires SocoVELO

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande




Porte-ordinateur
Réf : 204046



Rail porte-accessoires
Réf : 204071



Panier
Réf : 204017



Porte-conteneur
Réf : 204035



Porte-sacs
Réf : 204020



Support sha
Réf : 204024



Support boîte à gant
Réf : 204023



Grand rangement
Dim : 21 x 40 x 21 cm
Réf : 204019



Poignée de poussée
Réf : 204090



Tablette rabattable
Réf : 204050



Portique boîtes
basculantes
Réf : 204005



Rangement dossiers
Réf : 204040