

# Colonne de stockage

FABRIQUÉ EN FRANCE

Il se compose d'un plan en résine HPL, d'un bâti EPOXY, 4 roues pivotantes de diamètre 10 cm dont 2 à frein multidirectionnel.

Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des parois sans outil.

Il se glisse sous un plan de travail ou sert de chariot de stockage dans une pièce

**Possibilité de caisson à fermeture à clé ou code électronique**

Possibilité  
de fermeture  
centralisée  
des tiroirs



**Caisson simple**  
Capacité de stockage : 9 glissières  
**Réf : 102010**



**Caisson à fermeture à code électronique**  
**Réf : 102017**



**Caisson à rideau**  
Capacité de stockage : 7 glissières  
**Réf : 102015**

# CARACTÉRISTIQUES DU CAISSON DE STOCKAGE

Possibilité  
d'ajouter  
tous les  
accessoires  
de chariot



**Plateau en résine**  
• Solide et non micro poreux

**Tiroirs jointifs en ABS extractible**  
• Protection de la lumière et de la poussière  
• Robuste  
• Capacité de stockage optimisée (pas de perte de place dû au rideau)  
• Souplesse d'utilisation et d'organisation

**Revêtement époxy**  
• 150 couleurs au choix

**4 roues pivotantes en polyamide**  
dont 2 à frein  
• Grande maniabilité

## Descriptif technique

### Encombrement :

Caisson simple : 84 X 70 X 50 cm

**Matériaux :** Revêtement époxy, résine

**Déplacement :** 4 roues dont 2 à frein de diamètre 10 cm

**Capacité de stockage :**

Caisson simple : 9 glissières



Caisson fixe à pieds réglables  
en OPTION  
Réf : 102019

Se glisse sous tous types de plan de travail  
ou peut-être aménagé comme un chariot selon les accessoires

## Liste des composants et des accessoires SocoVELO

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande



Porte-ordinateur  
Réf : 204046



Rail porte-accessoires  
Réf : 204071



Panier  
Réf : 204017



Porte-conteneur  
Réf : 204035



Porte-sacs  
Réf : 204020



Support sha  
Réf : 204024



Support boîte à gant  
Réf : 204023



Grand rangement  
Dim : 21 x 40 x 21 cm  
Réf : 204019



Poignée de poussée  
Réf : 204090



Tablette rabattable  
Réf : 204050



Portique boîtes  
basculantes  
Réf : 204005



Rangement dossiers  
Réf : 204040

