

# Le lit Croisillon



HX59439 - HX59438

Ce lit complète la gamme de lits existante. Alternative aux autres lits de la gamme, il convient notamment aux services de maternité, d'hospitalisation pour courts et longs séjours et dans les services pathologiques ne nécessitant pas de proclive déclinée.

- Hauteur variable par croisillons.
- Relève buste, cuisses électriques et pieds électriques ou manuels (POSITION FOWLER).
- Vérins électriques basse tension 24V.
- IPX4
- Relève buste à translation.
- Condamnation générale des commandes électriques.
- Débrayage mécanique incorporé sur RB.
- Avec télécommande filaire.
- Sommier 200x90 compact blanc 8mm imputrescible amovible et radio transparent ou grille boulonnée.






Découvrez l'ensemble de nos **accessoires** à partir de la page 36



Découvrez l'ensemble de nos **options** à partir de la page 37









Butée annulaire bouton de déverrouillage panneaux aux 4 coins du lit, emplacement pour porte sérum et potence

# Les options













		LITS HF315 E	LITS HF312 LITS HF316	LITS HB50312 LITS HB60316	LITS HB51312 LITS HB61316	LITS HX59 CROISSILLONS	FLOORE	LITS HT59 TWIN	LITS HB59 ACTILIT	
Options	Référence	Lits à Hauteur Fixe		Lit hydrauliques		Lits Electriques			Photos	
PANNEAU SAGNERONDE	SA		X	X	X	X		X	X	
PANNEAU STRATIFIÉ 30 MM			X	X	X	X		X	X	
PANNEAUX ABS	LSUGH - PP		standard	standard	standard	standard		standard	standard	
PANNEAUX TUBE INSERT STRATIFIÉS	TUBE	standard	standard	standard	standard	standard		standard	standard	
SATELLITE DE COMMANDE PATIENTS <small>Attention : flexible + télécommande patient compris</small>	LSUGH SATF						X			
	LSUGH TPSAT							X		
	LSUGH BPSAT								X	
SATELLITE DE COMMANDE SOIGNANT	LSUGH BOITP						X			
	LSUGH TSSAT							X		
	LSUGH BSSATLCD								X	
	LSUGH BSSAT								X	

		LITS HF315 E	LITS HF312 LITS HF315	LITS HB50312 LITS HB50315	LITS HB51312 LITS HB51315	LITS HX59 CROSSILLONS	FLOORE	LITS HT59 TWIN	LITS HB59 ACTILIT	
Options	Référence	Lits à Hauteur Fixe		Lit hydrauliques		Lits Electriques				Photos
<b>4 ROULETTES Ø125 SERVO</b> Freinage centralisé sur 4 roulettes dont 1 directionnelle	LSUGH - RH125					X		X	X	
<b>4 ROULETTES Ø150 SERVO</b> Freinage centralisé sur 4 roulettes dont 1 directionnelle	LSUGH - RH150					X		X	X	
<b>5ème ROUE DIRECTIONNELLE</b>	LSUGH - R5							X	X	
<b>SUPPLÉMENT PANNEAU TÊTE FIXE</b>	LSUGH - PANFIXE							X	X	
<b>SOMMIER COMPACT BLANC</b> épaisseur 8 mm IMPUTRESCIBLE	LSUGHDCIF					standard	X	standard	standard	
<b>VEILLEUSE SOUS LE LIT</b>	LSUGHVEIL							X		
	LSUGHVEILLEUSE						X			
	LSUGHVEILT								X	
<b>PAIRE DE 1/2 BARRIÈRE ABS</b>	LSUGHTBAR1/2							X	X	
<b>PORTE CASSETTE RADIO</b>	LSUGHPCR							X	X	visuel non disponible
<b>PORTE OBUS</b> disponible uniquement avec panneau de tête fixe (LSUGH-PANFIXE)	1GHSUPO							X	X	visuel non disponible

# Les accessoires

		LITS HF315 E	LITS HF312 LITS HF315	LITS HB50312 LITS HB50315	LITS HB51312 LITS HB51315	LITS HX59 CROISSILLONS	FLOORE	LITS HT59 TWIN	LITS HD59 ACTILIT	
Accessoires	Référence	Lits à Hauteur Fixe		Lit hydrauliques		Lits Electriques				Photos
PAIRE DE BARRIÈRES PLIANTES 3/4	LSUGH 2BPLATX0	X								
	LSUGH 2BPLATA2		X	X	X	X		X	X	
	LSUGH 2BPLATX05						X			
RÉHAUSSE DE BARRIÈRE	LSUGH HRB		X	X	X	X	X	X	X	visuel non disponible
PAIRE DE LONGS PANS BOIS SUR CHÂSSIS	LSUGH LPAF						X			
PAIRE DE PROTECTIONS MOUSSE POUR BARRIÈRES	LSUGH PMBF2		X	X	X	X		X	X	
	LSUGH PMBF						X			
DÉCOR BOIS SUR BARRIÈRES	LSUGH 2BPLMC						X			
COMPLÈMENT DE BARRIÈRE	20113035						X			
POIGNÉE DE PRÉHENSION	20113030						X			
JEU DE 4 1/2 BARRIÈRES DE LIT ESCAMOTABLES COMPACT	LSUGH 2BPLTX01/02C						X			
FLEXIBLE TÉLÉCOMMANDE	LSUGH FLT					X		X	X	
FLEXIBLE TÉLÉCOMMANDE	LSUGH FLD						X			
SUPPLÉMENT POUR	LSUGH RTLE						X			visuel non disponible



		LITS HF315 E	LITS HF312 LITS HF316	LITS HB50312 LITS HB60316	LITS HB51312 LITS HB51316	LITS HX59 CROSSILLONS	FLOORE	LITS HT59 TWIN	LITS HB59 ACTILIT	
Accessoires	Référence	Lits à Hauteur Fixe		Lit hydrauliques		Lits Electriques			Photos	
BATTERIE	LSUGH BATD						X	standard	standard	visuel non disponible
TIGES PORTE SERUM 2 CROCHETS	LSUGH PSTAL2	X	X	X	X	X	X	X	X	
TIGE PORTE SERUM 4 CROCHETS	LSUGH PSTAL4	X	X	X	X	X	X	X	X	
POTENCE	LSUGH PL	X	X	X	X	X	X	X	X	
POIGNÉE ENROULEUR SUR POTENCE	LSUGH PLPE	X	X	X	X	X	X	X	X	
PORTE REDON	LSUGH PR		X	X	X	X		X	X	
CADRE DE TRACTION SANS ACCESSOIRES	LSUGH T28		X	X	X	X		X	X	
PORTE SAC À URINE	20113011	X	X	X	X	X	X	X	X	
PORTE BOCAL	LSUGH PBPA		X	X	X	X		X	X	
PORTE URINAL	LSUGH PU		X	X	X	X		X	X	
ATTACHE SANGLE UNITAIRE	LSUGH AS		X	X	X					
PIEDS AVEC FIXATION AU SOL	LSUGH FS		X							
PIEDS BOIS DÉCALÉS	LSUGH PD		X							

## Dimensions Lits

**Lit à hauteur variable avec système d'élévation par croisillons**  
réf. HX59439

Hauteur minimum : 350 mm

Hauteur maximum : 793 mm

Charge de fonctionnement

en sécurité : 200 kg

Masse : 100 kg

Tension alimentation : 200 V - 50 Hz

Tension en service : 24 VCC




Indice de protection IP : IP 66

Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm

Classe électrique : 1B

Inclinaison section cuisses : 25°

Inclinaison relève buste : 68°



HX59438/HX59439



**Position basse.**  
Sécurité pour le patient.  
35 cm roulettes Ø100



**Position haute pour réaliser les soins.**  
79 cm  
roulettes Ø100



**Position Fowler**

### A savoir

Accessoires disponibles pour la référence : barrières rabattables et amovibles

Nos matériels sont des Dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE.

Ils répondent aux normes :

- NF EN 60601-1
- NF EN 60601-2-52