

**TABLE DE KINESITHERAPIE A HAUTEUR VARIABLE
ELECTRIQUE 2 plans**




Réf 77704 (largeur 600mm)



CARACTÉRISTIQUES :

SOCOMMED – 7 rue Rome 77144 MONTEVRAIN -Tél :01 60 36 10 10 Fax :01 60 36 10 11
Email : info@socommed.fr Site Internet : www.socommed.fr

- Table de kinésithérapie 2 PLANS à hauteur variable électrique
- Châssis composé d'un vérin électrique 6000N
- Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris gris clair RAL 7035
- Commande : Cadre périphérique permet de monter et descendre la table sans lever les mains du patient
- Sellerie plate de densité 75kg/cm², tendue sans couture apparente, largeur 600mm, non feu classé M1, 7 coloris au choix gamme FEMINA et classique, mousse épaisseur 7cm
- Réglage de la tête en toutes positions par 1 vérin à gaz avec une amplitude de -45° à +25°
- Dimension : Tête de 450mm de long, Longueur totale de la table : 2010mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau pour un meilleur confort pour le patient
- Equipés de 2 appuis bras sont réglables indépendamment de la tête pour optimiser la position du patient sur le ventre (le patient est totalement détendu)
- Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande centralisée coté pied
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique
- Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)



OPTIONS :

- **ACC125** : Porte rouleau grande tête

- **ACC514-KINE** : Protection plastique



- **COUSSIN-001** : Coussin rectangulaire mousse HR
Dim : 440x200x75mm



- **COUSSIN-002** : Coussin ½ cylindrique mousse HR
Dim : largeur 450x120 mm , rayon 120mm



- **COUSSIN-003** : Coussin cylindrique mousse HR
Dim : largeur 500 x diam 160mm



- **COUSSIN-004** : Coussin triangulaire mousse HR
Dim : longueur 600 x largeur 500 x hauteur 300mm

- **COUSSIN-005** : Coussin goutte d'eau mousse HR
Dim : 350x350x90mm